

Gebrauchsanweisung – Operating instructions
Duschstuhl DS 250 ohne Rückenlehne
Shower stool DS250 without back rest
Art.-Nr. – Art. No. 771 100 100



Indikation – Indication

Duschhilfen sind Duschsitze, Duschhocker, Duschstühle, Duschiiegen und fahrbare Duschiiegen, die ausschließlich für den häuslichen Bereich bestimmt sind. Duschhilfen kommen für Personen in Betracht, deren physische Funktionseinschränkungen die tägliche Körperpflege unter der Dusche ohne weitere Anwendung von Hilfsmitteln nicht mehr erlauben. Duschhilfen sind dann indiziert, wenn die Standsicherheit des Anwenders eingeschränkt ist. Liegt auch eine Minderung der Sitzstabilität (z.B. Lähmungen im Rumpfbereich) oder eine Schwäche beim Hinsetzen /Aufstehen vor, müssen ggf. Rückenlehne und Seitenlehnen vorhanden sein. Ggf. ist auch der Einsatz von Duschiiegen erforderlich.

Shower aids are shower seats, shower stools, shower chairs, shower couches and mobile shower couches which are determined exclusively for the domestic area. Shower aids are considered for people whose physical functional restrictions do not permit the everyday personal care under the shower without other use of aid any more. Shower aids are indicated when the state security of the user is limited. If a decrease of the seat stability (e.g., paralyses in the body area) or a weakness is also given while putting / get up, back support and side armrests must exist if necessary. If necessary the application of shower couch is also necessary.

Lieferumfang – Product contents



Duschhocker
Gebrauchsanweisung

*Shower stool
Operating instructions*


Montage – Assembling



Duschhocker ist gebrauchsfertig montiert.

Shower stool is complete assembled for use.

Höhenverstellung der Beine – Height adjustment of legs



Vor Benutzung den Duschhocker auf die gewünschte Höhe einstellen.
Before use, adjust height of each leg to your specific needs.

Für die Höhenverstellung der Beine: Knopf drücken (1) und gleichzeitig das Bein herausziehen bzw. einschieben bis der Knopf in der gewünschten Position einrastet (2). Versichern Sie sich, dass der Druckknopf richtig eingerastet ist.
For height adjustment of legs: Press pin (1) and simultaneously pull or push leg to the desired height. When it is reached, lock legs into place by aligning buttons into proper holes.(2). Make sure that the pin locked correctly into place by pushing down on or by pulling leg.

Stellen Sie sicher, dass alle vier Beine auf die gleiche Höhe eingestellt sind.

Make sure that all legs are adjusted at the same height.

Sicherheitshinweise – Safety instructions

Duschhocker bei Defekt nicht verwenden!
Vorsicht - Abrutsch-/Absturzgefahr!
Maximale Belastung: 250 kg

*Do not use the shower stool if it is damaged!
Danger of falling!
Maximum load: 250 kg*

Reinigung – Cleaning

Keine Scheuermittel verwenden!
Von Hand mit einem feuchten Tuch reinigen!

*Do not use abrasives!
Clean by hand with a damp cloth!*

Technische Daten – Technical Data

Maximale Belastung – <i>Maximum load:</i>	250 kg
Maße Sitzfläche – <i>Dimensions seat:</i>	43 cm x 41 cm
Gesamtbreite – <i>Width over all:</i>	57 cm
Höhe Sitzfläche – <i>Height seat:</i>	3,0 cm
Höhenverstellung – <i>Height adjustment:</i>	5fach – 5 steps: 41 - 51 cm
Farbe - <i>Colour:</i>	weiß – <i>white</i>
Das Produkt darf nicht dauerhaft Temperaturen über 60° C ausgesetzt werden (z. B. Verwendung in Sauna etc.).	<i>Product must not be used when surrounding temperature is over 60° C (e.g. use in sauna etc.)</i>
Das Produkt mit handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigen.	<i>Use commercial detergent for cleaning.</i>
Gewicht Duschhocker- <i>Weight shower stool:</i>	3,5 kg – 3,5 kg
Material Beine – <i>Material legs:</i>	Aluminium, silber eloxiert (rostfrei) – <i>Aluminium</i>
Material Clipverschluss – <i>Material clip lock:</i>	Messing – <i>brass</i>
Material Sitz – <i>Material seat:</i>	Kunststoff (PE-HD) – <i>high quality plastic (PE-HD)</i>

Garantie - Warranty

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

We issue a warranty of 24 months from date of purchase.

Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designänderungen vorbehalten.

Subject to technical alterations.

Stand - As per: 06/2008



Drive Medical GmbH & Co. KG · Leutkircher Straße 44 · D-88316 Isny/Allgäu, www.drivemedical.de

Drive Medical Limited · Ainleys Industrial Estate · Elland · GB WEST YORKSHIRE HX5 9JP · www.drivemedical.co.uk