

Toilettenstützgestell TSG 130

Hygiene und Sicherheit im Alltag



- ▶ Stabile Ausführung mit starrem Rahmen und Rückenstange aus pulverbeschichtetem Stahlrohr
- ▶ Toilettendeckel und Sitzbrille sind hochklappbar
- ▶ Mit Armlehnen
- ▶ Lieferung mit Spritzschutz
- ▶ 7-fach höhenverstellbare Beine für individuelle Anpassung
- ▶ GummifüÙe verhindern das Verrutschen beim Aufstehen und Hinsetzen
- ▶ Eimer und Spritzschutz können von oben oder von hinten entnommen werden.
- ▶ Leicht zu reinigen, da glatte Oberflächen
- ▶ Zusätzlich lieferbar: Eimer mit Deckel



7-fach höhenverstellbare Beine



Sitzbrille hochklappbar



Zusätzlich lieferbar: Eimer mit Deckel



Belastbarkeit

Abmessungen

Sitzbreite	430 mm
Sitztiefe	440 mm
Sitzhöhe 7-fach verstellbar	von 400 bis 550 mm
Höhe Rückenlehne	180 mm
Gesamtgröße (Stellfläche) B/T/H	660 / 510 / 725 mm (in oberster Stellung)

Weiteres

Max. Belastbarkeit	130 kg
Gewicht mit Spritzschutz	5,6 kg

Bestellnummern

Toilettenstützgestell TSG 130	500 800 100
HMV - Nr.	33.40.02.1013
Eimer mit Deckel	530 100 090