



Leichtgewichtrollator **RL-SMART**

Der Leichtgewichtrollator aus Aluminium bringt nur 6,7 kg auf die Waage. Die besonders breite und sehr weiche Sitzfläche ermöglicht komfortable Ruhepausen.

Der breite Rückengurt über der Sitzfläche garantiert Stabilität. Für Sicherheit bei Dämmerung und Dunkelheit sorgen Seitenreflektoren an den Vorderrädern. Durch die höhenverstellbaren Schiebegriffe ist der Rollator für größere und kleinere Menschen geeignet.

Als Extra sind im Lieferumfang sowohl ein Stockhalter als auch eine große abnehmbare Stofftasche (max. 1,5 kg belastbar) enthalten.

Auch optisch glänzt der neue Leichtgewichtrollator – wahlweise in Platin oder Blaumetallic – und mit einem puristischen Design, was durch innenliegende Bremszüge unterstrichen wird.

HMV-Nr. 10.50.04.1165

Ausstattung

Aluminiumbauweise

Griffhöhe verstellbar 83 – 96 cm

Stockhalter

Große Stofftasche

Daten

Max. Belastbarkeit: 136 kg

Gesamtgewicht: 6,7 kg

Sitzhöhe: 54 cm

Sitzfläche: 45 x 25 cm

Gesamtlänge: 66 cm

Gesamtbreite: 63 cm

Gesamthöhe: 83 – 96 mm

Farbe: Platin | Blaumetallic

Preis

195,00 Euro (UVP)

Besonderheiten:

- Besonders breite und weiche Sitzfläche
- Geringes Gewicht dank Aluminiumkonstruktion
- Puristisches Design