



Drei-fach höhenverstellbar

Rutschsicherer Griff











- Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Brille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Haltegriffe
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Drei-fache H\u00f6henverstellung
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Lieferung in attraktiver Verkaufskartonage



2. Ausführung

Zwei Hygieneaussparungen

Fixierschraube zur einfachen Montage









Toilettensitzerhöhung Ticco ^{2G}

Mit und ohne Deckel - 2. Generation

- Toilettensitzerhöhung mit neuer Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen
- Einfache, Werkzeugfreie Montage
- Fixierschrauben ermöglichen einen exakten Halt
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Leichtgewicht mit maximaler Belastung
- Lieferung in attraktiver Verkaufskartonage





Toilettensitzerhöhung TSE 150							
Bestellnummer	ohne Armlehne	mit Armlehne					
weiß	520 0500	520 1000					
HMV-Nr.	33.40.01.1023	33.40.01.3023					

Toilettensitzerhöhung Ticco ^{2G}								
Bestellnummer	ohne Deckel	mit Deckel						
weiß	523 200 000	523 100 000						
HMV-Nr.	in Beantragung	in Beantragung						

Technische Daten	Korpus				Öffnung				
Produkt	Breite	Länge	Höhe vorne (o./m. Deckel)	Höhe hinten (o./m. Deckel)	Breite	Länge	Höhe	Gewicht	Max. Belastung
Toilettensitzerhöhung TSE 150	56 cm	48,5 cm	41 cm	41 cm	23 cm	25 cm	16,5 cm	3,7 / 5,7 kg	150 kg
Toilettensitzerhöhung Ticco ^{2G}	39 cm	39 cm	8,6 / 10 cm	12 / 14,6 cm	21,5 cm	28,5 cm	-	1,05 / 1,35 kg	225 kg