

# Saljol Allround Rollator

Das Multitalent  
für Stadt und Land



## Highlights

### Umbaubare Bremse

Standard-Zweihandbremse  
oder Einhand-Simultanbremse

### Alu-Rahmen mit neuem Design

leichter Rahmen aus  
Aluminium in Pearl Grey

### All-Terrain-Bereifung

extragroße 250 mm  
Vorderräder für  
mehr Fahrkomfort

### Leicht und robust

Gesamtgewicht nur 6,4 kg



Allround Rollator  
inkl. Netztasche 469 €

### Armauflage aus Kork-TPE

bequemes Sitzen ohne  
Druckstellen am Unterarm

### Leichte Netztasche

belastbar mit 5 kg Gewicht

### Reflektoren an allen Seiten

gute Sichtbarkeit dank über  
30 Reflektoren an Rahmen,  
Reifen, Griffen, Ankipphilfe  
und Tasche

### Rutschhemmende Ankipphilfe

Anti-Rutsch-Pads erleichtern  
das Ankippen des Rollators

Armauflage aus Kork-TPE



Extragroße Vorderräder

Umbaubar auf  
Einhand-Simultanbremse



# Kork-Highlights

Hautfreundliches Kork-TPE an den Schiebegriffen

- stoßdämpfend und wärmeabsorbierend
- UV-beständig und abriebfest
- rutschfest auch bei verschwitzten Händen



Funktionale Elemente sind durch Kork erkennbar



# Technische Daten

Allround Rollator	
Empfohlen für Körpergröße	> 160 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg
Gesamtgewicht ohne Netztasche	6,4 kg
Maximale Zuladung der Netztasche	5 kg
Breite (offen)	61 cm
Breite (geschlossen)	21 cm
Sitzbreite (zw. den Schiebegriffen)	46 cm
Sitzhöhe	62 cm
Griffhöhe (einstellbar)	81–103 cm

## Zubehör



89 €

Transporttasche



49 €

Rückengurt



129 €

Jost-Tasche Leoprint



129 €

Jost-Tasche Schwarz



49 €

Standard-Tasche



49 €

Tasche Schwarz-Braun



69 €

Echtholz-Tablett



59 €

Fester Sitz



15 €

LED-Lampe




19 €

Klingel



89 €

Sonnen-/Regenschirm



19 €

Zusätzlicher Stockhalter

Produkte können von Abbildungen abweichen, Version 08/2022 | Preise inkl. MwSt.