



aks-foldy® Das Original

Der bekannte Patientenlifter aks-foldy® hat seinen festen Platz im aks-Produktprogramm. Als meistverkaufter Standardlifter im Homecarebereich längst auf dem Hilfsmittelmarkt etabliert, ist er für den gesamten Pflegebereich universell einsetzbar. Er erlaubt ein schonendes Heben und Bewegen des Patienten und ein sicheres und rückschonendes Arbeiten für jede Hilfsperson.

Die Vorteile des aks-foldy®

- ohne Werkzeug leicht faltbar und transportabel
- einfache, unkomplizierte Handhabung
- mühelose Aufnahme von Personen direkt vom Fußboden (Bild 1)
- Handbedienung mit Großtasten
- mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel
- hohe Standfestigkeit durch robuste Konstruktion
- niedrige Unterfahrhöhe, passend auch für aks-Scherenbetten
- mehr Sicherheit durch mechanische Notabsenkung (Bild 2) und Notaus-Schalter bei elektrischen Störungen (Bild 3)
- optischer und akustischer Warnhinweis gegen Tiefentladung der Akkus bei Betätigung der Handbedienung

Optionen und Zubehör

- mehr Flexibilität und Autonomie durch den aks-Akkupack mit separater Ladestation an der Wand (siehe S. 15)
- Elektrische Spreizung über Handschalter zur komfortableren Bedienung (aks-foldy®e)
- Diverse Liftergurte, Bügel etc. (s. Prospekt aks-Liftergurte und Zubehör)

HMV-Nummern

aks-foldy® 22.40.01.0049

aks-foldy®e 22.40.01.0050

Bestell-Nummern

aks-foldy® 80011

Standardtransportbügel inkl. Polsterung
79720

aks-foldy®e 80031

Liegendtransportbügel starr,
inkl. Polsterung 79721

~ mit 8-Punktaufnahme 89023

foldy®



1