

Immer mehr Menschen benötigen aufgrund ihres Krankheitsverlaufs, wie z. B. Demenz oder Alzheimer, Sicherheit und Schutz vor dem Herausfallen aus dem Bett. Die niedrige Einstiegshöhe von nur 22 cm trägt erheblich zur Sturzprophylaxe bei, ohne dem Patienten freiheitseinschränkende Maßnahmen zumuten zu müssen. Ebenso ermöglicht das Low-Entry Bett kleiner gewachsenen Menschen die selbstständige Mobilität im Alltag.

Die Vorteile des aks-D4 low entry

- niedrige Lagerung einer Person schon ab 22 cm Einstiegs/Ausstiegshöhe möglich
- Die geringe Höhe gibt dem Patient Sicherheit und Wohlbefinden.
- geeignet für Patienten die Angst haben aus dem Pflegebett zu fallen (Sturzprophylaxe)
- als Mobilitätshelfer für kleine Personen
- mit den Funktionen eines aks-Leichtgewichtsbettes ausgestattet
- höchste Variabilität durch viergeteilte Liegefläche aus Metallgitter oder Holzfederleisten
- höchste Funktionalität: Höhe, Kopf- und Fußteil elektrisch verstellbar, letzteres mit Knieknick, vom Bett aus ohne pflegerische Hilfe per Handschalter elektrisch verstellbar
- beidseitig integrierte, verdrehsichere Seitengitter einfacher Auf- und Abbau durch eine Person, Kopf- und Fußstellteil besonders leicht

- SMPS 29 V: Das Schaltnetzteil bietet ein Höchstmaß an Sicherheit
- Handbedienung mit integrierter Sperrfunktion
- max. Patientengewicht 150 kg, sichere Arbeitslast 185 kg
- Transport- und Lagerhilfe bei unverpackter Lieferung
- inklusive Aufrichter und Haltegriff
- 3 Jahre Garantie auf elektrische Komponenten
- Rollen mit Einzelradfeststellung

Optionen und Zubehör

- Seitengittererhöhung, z. B. für den Einsatz von Hochzellenmatratzen über 14 cm bzw. 16 cm, abhängig von der Liegefläche
- Seitengitterpolsterung
- Bett- und Matratzenverlängerung 20 cm zur Versorgung größerer Patienten
- Infusionshalter
- Fußtieflagerung (FTL)
- unverpackte Lieferung auf Transporthilfe

Bestellnummern

aks-D4 low entry mit Liegefläche Metallgitter ohne FTL - 3554102 mit FTL - 3554100

aks-D4 low entry mit Liegefläche Holzfederleisten ohne FTL - 3554103 mit FTL - 3554101