

# aks-maxiplot

Zur Dekubitusprophylaxe  
und -therapie bei optimalem  
Preis-Leistungs-Verhältnis



**BIS  
GRAD I  
EPUAP**

Die preiswerte Würfelmatrasse ist für die Therapieunterstützung von Dekubitus geeignet und seit vielen Jahren bewährt.

## Die Vorteile der aks-maxiplot

- Würfelmatrasse zum attraktiven Preis
- 144 (90 x 200 cm) bzw. 162 (100 x 200 cm) fest verbundene Schaumstoffwürfel mit speziell abgerundeten Oberflächen
- Verteilung des Patientengewichts und Reduzierung des Auflagedrucks
- exakt eingearbeitete Luftkanäle zur verbesserten Luftzirkulation
- leichte Handhabung durch geringes Gewicht
- Lieferung der Matratzen bezogen, vakuumiert und gerollt
- dauerhafter Einsatz bei der Pflege zu Hause und im Heimbereich
- wahlweise mit aks-inkocover-Spannbezug oder inkoair® Matratzenhülle wahlweise lieferbar (auch separat erhältlich)
- inkoair® ist schwer entflammbar nach BS 7175 (Crib 5) und biokompatibel nach ISO 10993-5

Patientengewicht 40-110 kg  
Zur Dekubitusprophylaxe und zur Therapieunterstützung bis Grad I (nach EPUAP)

## HMV-Nummer

aks-maxiplot - 11.29.05.1020

## Bestellnummern

Matrasse mit aks-inkocover-Spannbezug

90 x 200 x 14 cm - 04002

100 x 200 x 14 cm - 04004

Matrasse mit inkoair® Matratzenhülle

90 x 200 x 14 cm - 04005

100 x 200 x 14 cm - 04006

aks-inkocover-Spannbezug

90/100 x 200 x 14 cm - 04104

inkoair® Matratzenhülle

90 x 200 x 14 cm - 49030

100 x 200 x 14 cm - 49031