

Gigant II

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Das Schwerlast-
Pflegebett



Gigant II - Das Pflegebett für schwergewichtige Bewohner bis zu 280 kg Körpergewicht

350 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte
Liegefläche, elektrisch verstellbar

Ergonomisch
geformter Griff

Äußerst robuste Liegefläche
mit Stahleinlagen, Liegeflächen-
breite: 120 cm

Optionale kombinierbare Seiten-
sicherung, mit durchgehender
Seitensicherung kombinierbar



Mobilisierungstütze bietet festen Griff
und erleichtert den Ein- und Ausstieg

Unterfahrbarkeit mit allen
handelsüblichen Liftern

Holzhauben im modernen Design,
Kunststoffverkleidung und Seitenblenden
sorgen für ein wohnliches Ambiente

Notabsenkung der Rücken-
lehne aus jeder Position

Ihre Vorteile

Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett „Gigant II“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

Sichere Arbeitslast von 350 kg

Die Liegefläche beim Pflegebett Gigant II kann mit einem Gewicht bis zu 350 kg belastet werden. Bewohner bis zu 280 kg Körpergewicht finden auf der 120 cm breiten Liegefläche optimale Bedingungen vor. Bei Bedarf kann die Liegefläche auf 220 cm verlängert werden (Betverlängerung als Zubehör).

Mobilität und Komfort

Die schnelle Mobilisierung der Pflegebedürftigen gewinnt im heutigen Pflegealltag immer mehr an Bedeutung. Deshalb unterstützt das Gigant II mit gezielten Funktionen diesen Prozess. Die Mobilisierungstütze der kombinierbaren Seitensicherungen (optional) bietet dem Pflegebedürftigen mit dem ergonomisch geformten Handknopf einen festen Griff und mehr Sicherheit. Mit der kombinierbaren Seitensicherung werden die Anforderungen gegen freiheitsentziehende Maßnahmen eingehalten. Die Kombination mit den durchgehenden Seitensicherungen ist möglich.

Details



Aufnahme für die
Mittelstütze (links)
und die Sperrbox
(rechts)



Notabsenkung der
Rückenlehne



Äußerst stabile
Konstruktion der
Seitensicherung



Kunststoffverkleidung
der Fahrgestelle für
mehr Wohnlichkeit

Schwerlast-Pflegebett **Gigant II**

Ausführung

- Liegefläche 120 x 200 cm, einteilig und nicht zerlegbar, Liegehöhenverstellung von 40 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar
- Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar (Einstellung über Handschalter)
- Notabsenkung der Rückenlehne
- Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe argentum
- Holzumbau in Buche Dekor/Buche massiv
- Sichere Arbeitslast: 350 kg
- max. Patientengewicht: 280 kg

Gefertigt nach: Norm DIN EN 60601-2-52:2010



Technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2015. Version 4. Artikel-Nr. 600202.

Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Aufsteckbarer
Seitensicherungsholm



Kombinierbare
Seitensicherung



Leselampen



Bettverlängerung inkl. längerer
Seitensicherungen und Seiten-
bretter



Schaumlederbezug

Bestellnummern und Außenmaße

59.6631.1 Schwerlast-Pflegebett **Gigant II**, Länge 222 cm, Breite 135 cm

19.1400.1 Aufrichter mit Triangelgriff (im Lieferumfang enthalten)

Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage

Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0

Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41

E-Mail: info@burmeier.com

www.burmeier.com