



TRiONiC



Deutsch



**SWEDISH
DESIGN**



Made for Walking

Wir glauben an Qualität, gute Technik und durchdachtes Design. Innovation treibt uns an. Dabei behalten wir immer im Auge, wie wir mit noch besseren Produkten Ihre Mobilität vergrößern können.

Unsere Produkte unterstützen die Gesundheit und das Wohlbefinden. Sie ermöglichen es, die freie Natur zu genießen, aber auch völlig neue Erfahrungen zu sammeln und ehrgeizige Ziele zu erreichen.

Wir sind überzeugt, im Markt für Gehhilfen draußen – sei es in der Stadt oder in der Natur – das beste Produkterlebnis zu bieten.

Wir wertschätzen unsere Kundinnen und Kunden und die Zusammenarbeit mit Ihnen. Ihre Rückmeldungen und Ideen heißen wir willkommen. Unsere Vision: die besten und innovativsten Gehhilfen der Welt anzubieten.

Als Design-Ingenieure geben wir uns mit nicht weniger zufrieden als mit Spitzenleistungen. Wir arbeiten hart und ehrlich und zögern nicht, zu ändern, was wir können, wo wir es können.

Willkommen!

Stefan Kindberg & Johan Kuikka
Trionic Sverige AB, Uppsala, Schweden

Ingrid aus Dänemark genießt
die schottischen Moore.



Lisbeth bei einem wunderschönen Herbstspaziergang in Kapellskär, Schweden.

Sei aktiv – bleib aktiv

Ein aktiver Lebensstil

Sind Sie ein aktiver Mensch? Dann ist ein Trionic Veloped oder ein Trionic Walker die erste Wahl. Diese Gehhilfen sind auf dem neuesten Stand der Technik. Mit ihnen gewinnen sie zusätzliche Möglichkeiten, um draußen körperlich aktiv zu sein, gesund und fit zu bleiben und einen wirklich aktiven Lebensstil zu pflegen.

Aktiv und Gesund

Regelmäßige körperliche Aktivität ist die mit Abstand wichtigste Maßnahme, um gesund zu bleiben und länger zu leben. Tägliches Gehen von insgesamt 30 Minuten deckt diese ärztliche Empfehlung ab.

Wir freuen uns, die nötigen Trainingsgeräte anbieten zu können, damit Sie auch in Zukunft aktiv bleiben.

Referenzen und Bewertungen

Kundinnen und Kunden aus der ganzen Welt geben Trionic auf der unabhängigen Bewertungsplattform "Trustpilot" regelmäßig Bestnoten (Gesamtnote von 9.7 von 10.0).

Endlich wieder Spaziergänge im Wald und auf der Heide...

"Gestern bin ich zum ersten Mal mit meinem neuen Veloped durch den Wald spaziert, eine ganze Stunde lang. Ich bin muskelkrank und gehbehindert und schon lange waren Spaziergänge in der Natur nicht mehr möglich. Das Veloped fährt wunderbar weich und ruhig, ich muss nicht ständig auf den Weg schauen und fühle mich beim Laufen deshalb ganz befreit. Die Bestellung klappte auch reibungslos und gefreut habe ich mich über das sehr freundlich abgefasste Begleitschreiben von Herrn Kindberg, man fühlt sich in die Veloped-Familie gleich aufgenommen."

W. Müller, Deutschland

Ein Super Gerät für gepflasterte Strassen, Feld- und Schotterwege

"Die Bestellung, Abwicklung, Lieferung hat ausgezeichnet geklappt. Ich bin als Paralegiker auf einen Rollator angewiesen auf den ich mich beim gehen abstützen kann. Herkömmliche Rollatoren sind hier bei Pflastersteinen, Kieswege etc. eher Knochenrüttler und für meine Bedürfnisse eher nicht zu gebrauchen. Ich habe in 2 Jahren 3 von diesen Rollatoren zerbröselt. Auf der Suche nach einem geeigneteren Gerät bin ich auf Veloped Tour gestoßen. Ich habe dieses Teil bestellt und innerhalb von 3 Tagen auch prompt erhalten. Das Veloped ist für mich ein Super Gerät. Das Gangbild ist ein total anderes. Es läuft sich leichter, und dank der Steighilfe sind auch Bordsteine kein Problem mehr. Auch meine Physiotherapeutin ist ebenfalls von dem Veloped begeistert. Vielen Dank für das tolle Veloped!"

Klaus Heiß, Deutschland

Ich liebe mein Veloped

“Ich benötige seit einiger Zeit einen Rollator. Ich war damit nicht so ganz zufrieden und habe im Internet nach einer Alternative geforscht und die Fa. Trionic gefunden. In einem Telefongespräch hat mir Herr Kindberg für meine Bedürfnisse den Veloped Sport empfohlen. Ich habe sofort bestellt, nach 3 Tagen erhielt ich mein Trainingsgerät. Der Zusammenbau war sehr einfach. Seitdem bin ich täglich mit dem Veloped unterwegs und total begeistert. Es werden mir ganz neue Perspektiven eröffnet. Der Veloped fährt zügig und ruhig über Kopfsteinpflaster, nimmt jeden unbefestigten Weg in Parks und außerhalb der Stadt, gleitet sogar über größere Bordsteinkanten. Ich werde nicht mehr durchgerüttelt wie mit einem normalen Rollator. Außerdem sind die entgegenkommenden Menschen etwas verwirrt, welches Gerät Ihnen da entgegenkommt. Ich werde also nicht gleich mit Krankheit in Verbindung gebracht. Ich bin total happy und genieße meine täglichen ausgedehnten Spaziergänge. Herzlichen Dank an Herrn Kindberg für diese geniale Erfindung.”

Ursula Pausz, Deutschland

Bitte besuchen Sie unsere Website www.trionic.de für weitere Bewertungen und Berichte.



**Alan aus
Großbritannien
bereit zum täglichen
Trainingsrundgang.**

Allgemeine Eigenschaften und



Auf die Radgröße kommt es an

Wie leistungsfähig ein Rollator oder Gehwagen ist, hängt maßgeblich von der Größe seiner Räder ab. Je größer die Räder sind, desto leichter lassen sich Hindernisse und Unebenheiten überwinden. Auch der Komfort nimmt zu. Ein großes Rad läuft einfach besser als ein kleines, ganz besonders draußen.



Luftbereifung

Der Walker 12er/14er und die Velopeds sind alle mit Luftreifen bestückt. Das hat mehrere Vorteile. Luftreifen bieten ein sanftes Fahrgefühl und einen unschlagbaren Komfort. Weil sie im Gegensatz zu Vollreifen keine Vibrationen erzeugen, können sie auf unebenen Strecken unnötige Schmerzen und Beschwerden in den Händen, Ellbogen und/oder Schultern vermeiden oder minimieren.

Die Velopeds und der Walker 12er/14er haben hochqualitative Leichtgewichtsreifen mit Pannenschutz und reflektierenden Aufklebern.



All-Terrain-Bremsen

Dank dem geländefähigen All-Terrain-Bremssystem können Sie sich auf eine optimale Bremsleistung verlassen, überall und bei jedem Wetter – auch bei Regen und Schnee. Anstelle der üblichen Rollatorenbremsen, die direkt auf die Reifenoberfläche wirken, sind alle Velopeds und Walkers mit kraftvollen und exklusiven Nabenbremsen ausgestattet. Diese sind vollständig geschützt vor Schmutz, Wasser und Schnee.

Funktionen



Trionic Bremshebel

Der von Trionic entwickelte brandneue und benutzerfreundliche Bremshebel ist aus Voll-Aluminium. Er fühlt sich solide und hochwertig an. Die Parkbremse ist leicht zu handhaben, und das spezielle Design des Parkhebels ermöglicht mehrere Arten der Bedienung.

Der Aluminiumgriff ist mit Kraton-Gummi beschichtet, was Ihre Finger bei winterlichen Verhältnissen zu schätzen wissen werden.



Abnehmbare Räder

Alle Velopeds & Walkers haben abnehmbare Räder. Es genügt ein Druck auf den Schnellverschluss am Rad und schon können Gewicht und Größe des Velopeds oder Walkers für den Transport reduziert werden.

Alle Steckachsen sind aus 100% Edelstahl.



Zusammenfaltung

Indem Sie kurz auf den Knopf der Teleskopstange drücken, können Sie das Veloped so anfallen, dass Sie enge Durchgänge passieren können. Um das Veloped für den Transport oder die Lagerung komplett zu falten, drücken Sie den zweiten Knopf der Teleskopstange und falten Sie den Rahmen völlig zusammen.

Der Walker kann schnell und kinderleicht zusammengefaltet werden, indem Sie den Handgriff des Sitzes hochziehen. Wenn zusammengefaltet ist er sehr kompakt, und Transport und Verwahrung schaffen Sie dadurch lediglich.



Patent angemeldet:

Trionic Syncro Lenkung

Flutternde Räder

Flutternde und verdrehte Schwenkräder sind bei üblichen Rollatoren echte Probleme, die immer wieder genannt werden. Zwangsläufig verliert früher oder später eines der Schwenkräder den Kontakt mit dem Boden, wenn man mit einem 4-rädrigen Rollator eine unebene Fläche begeht. Das Schwenkrad fängt an zu flattern, und wenn es dann in einer quergestellten Position wieder Kontakt mit dem Boden bekommt, verursacht es dabei häufig einen abrupten Stopp. Das kann gefährliches Stolpern verursachen oder gar zum Sturz führen.

Trionic Syncro

Der neue Trionic Walker ist mit einer synchronisierten Lenkfunktion (Patent angemeldet) ausgerüstet, die mit flatternden und verdrehten Schwenkrädern aufräumt. Die Schwenkräder werden über ein Rollen-/Zahnriemensystem miteinander verbunden. Auch wenn ein Schwenkrad jetzt den Bodenkontakt verliert, bleibt es – vom anderen Rad über den Zahnriemen geführt – synchron in die gleiche Richtung ausgerichtet.

Eine zusätzliche, zentral angeordnete Rolle garantiert, dass Sie in den Genuß der gleichen Lenkung wie in Ihrem Auto kommen, der sogenannten "Achsschenkelenkung" (Ackermann Lenkung). Dabei dreht das innere Rad in Kurven etwas enger als das Äußere.

Das ausgeklügelte Design sorgt dafür, dass sich an der Trionic Syncro Lenkung auch durch das Zusammen- und Wieder-Ausklappen nichts verstellt.

Patent:

Trionic Climbing Wheel

Hindernisse überwinden

Rollator-Benutzer kennen das Problem, wenn sie Hindernisse wie Bordsteine, Wurzeln oder Geröll überwinden wollen: Ist das Hindernis grösser als 2 – 4 cm (abhängig von der Radgröße), muss der Rollator angehoben werden, um das Hindernis zu überwinden. In so einem Moment verliert der Rollator seine Funktion als Stütze vollständig.

Trionic Kletterrad

Das Veloped ist mit dem Trionic Kletterrad ausgerüstet. Dieses verbessert massiv die Fähigkeit, Hindernisse mit dem Veloped zu überwinden. Die Last wird auf zwei Räder verteilt, die leicht versetzt längs angeordnet sind. Dadurch wird die Kletterstrecke auf zwei Stufen aufgeteilt. Eine markante zusätzliche Steigerung der Kletterfähigkeit wird dadurch erreicht, dass die Räder an einem abgewinkelten Gelenk aufgehängt sind. Auf diese Weise kann der Benutzer seine zum Schieben eingesetzte Kraft auch zum Überwinden von Hindernissen nutzen – ein hervorstechendes Feature des Veloped, das ihn befähigt, bis zu 13 cm große Hindernisse (Bordsteine, Geröll) zu bewältigen. Für kleinere Hindernisse, wie zum Beispiel einen abgesenkten Bordstein an einem Fußgängerüberweg, benötigt man damit zum Schieben nur einen Bruchteil der Kraft, die ein gewöhnlicher Rollator erfordern würde. Mit dem neuen Veloped mit seinen 14"-Rädern wird man nicht einmal bemerken, dass da ein Hindernis war. Das Schwinggelenk dient auch der Federung. Auf unebenem Gelände schwingt es ständig mit und fängt die Stöße ab. Eine Wanderung durchs Gelände mit dem Veloped wird so zum reinen Vergnügen.

Das Trionic Kletterrad in Betrieb, bei der Überwindung einer 12 cm hohen Bordsteinkante.



Walker

die neue Premiumklasse

9er • 12er • 14er

Ergonomische Vorteile

Im Vergleich zu anderen Rollatoren ist der Sitz weiter vorne positioniert. Dadurch stehen Sie beim Gehen näher an den Handgriffen und nehmen so automatisch eine aufrechtere und ergonomisch korrekte Körperhaltung ein. Die Höheneinstellungsmarkierung an der Griffhalterung erlaubt es, die Griffe exakt und stufenlos auf die persönliche Höhe einzustellen. Die Griffe lassen sich auch in jeden gewünschten Winkel drehen.

Transport

Der Walker hat abnehmbare Räder mit Schnellverschlüssen. Bei Bedarf können Sie das Transportgewicht und die Maße durch Abnehmen der Räder schnell und einfach reduzieren.

Radgrößen, Reifen & Griffe

Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Radgrößen, Reifen und Griffen, um sich den eigenen Walker zusammenzustellen – ganz nach Ihren persönlichen Anforderungen und Ihren bevorzugten Aktivitäten. Sie können außerdem

zwischen verschiedenen Sitz- und Korbfarben auswählen. Erlernen Sie mehr über die Griff- und Reifen-Upgrades auf den Seiten 24-25.

Leicht faltbar

Der Walker lässt sich durch Hochziehen des entsprechenden Griffs schnell und leicht falten. So steht er selbstständig und bleibt dabei dank dem X-Faltungsmechanismus sehr kompakt. Zum Ausklappen müssen die Griffe nach außen gezogen werden, und durch Herunterdrücken des Sitzes wird der Rahmen verriegelt.



Voll-Aluminium-Design

Der Walker ist ein echter Aluminium-Rollator, und er hat keine Rahmen-, Griffrohre- oder Faltkreuzteile aus Kunststoff. Der Rahmen des Walkers besteht aus 6061-T6 Aluminium-Röhren, was gleichzeitig für ein leichtes Gewicht und

eine grosse Steifigkeit sorgt. Entscheidende Bauteile wie die Radgabeln, der Faltkreuz und die Griffrohre sind alle aus hochwertigem und gehärtetem Aluminium.



Trionic Flex

Ein herkömmlicher 4-rädriger Rollator schafft nicht unebenen Untergrund, da eines von den vier Rädern früher oder später seinen Kontakt mit dem Boden verliert.

Die neue "Trionic Flex" des Walker 12er/14er besteht aus vier Wellenfedern, die zwischen dem Rahmen und dem Faltkreuz integriert sind. Diese neue Lösung gibt dem Walker 12er/14er eine gewisse Torsionsflexibilität, sodass alle vier Räder besser auf dem Boden stehen bleiben.

Walker Eigenschaften

Alle Walker-Modelle verfügen über die folgenden Eigenschaften:

- Trionic Syncro Lenkung.
- Achsschenkellenkung.
- Abnehmbare Räder mit Schnellverschluss.
- Rahmen aus Voll-Aluminium.
- Stufenlos verstellbare Handgriffhöhe und -Winkel.
- Schnellspanner für die Höhenverstellung.
- All-Terrain Nabenbremsen für jedes Wetter.
- Bremshebel aus Voll-Aluminium mit Parkbremse.
- X-Faltungsmechanismus.
- Wasserabstoßendes und austauschbares Textil-Zubehör aus 600D-Polyester.
- Rundum sichtbare Reflektoren für zusätzliche Sicherheit nachts.
- Schrauben, Muttern, Scheiben, Achsen und Kleinteile aus Edelstahl.
- Die Walker 12er & 14er haben zusätzlich Radkugellager aus Edelstahl.

Weitere produktspezifische Informationen samt Videos unter www.trionic.de.



Trionic Walker

Der Trionic Walker 9er, mit 9" Rädern (23 cm), ist das kompakteste Modell und es ist für sowohl den Innen- als auch für den Außenbereich sehr gut geeignet. Dank der Nabenbremsen ist der 9er mit PU-Vollreifen ausgestattet, die im Vergleich zu den herkömmlichen Rollatorreifen etwa 50% weicher sind. Diese Bereifung bietet Ihnen einen hohen Komfort, z.B. bei der Überwindung von Schwellen und beim Gehen auf unebenen Untergrund. Die Reifen haben auch ein deutliches Profil für Ihre Sicherheit im Außenbereich.

Mit dem Trionic Walker 12er werden Sie die Vorteile der größeren 12" Räder genießen, und er ist Ihr perfekter Outdoor-Rollator. Um den Komfort noch zu verbessern, ist er mit Luftbereifung ausgestattet. Der Walker 12er ist Ihr treuer Begleiter fürs Einkaufen und für einen Spaziergang im Park. Abhängig von wo Sie hauptsächlich den Walker 12er benutzen werden, können Sie zwischen drei verschiedene Reifen wählen.

Mit dem bahnbrechenden Walker 14er bringt Trionic Ihnen den Rollator der Zukunft. Der Walker 14er ist der allererste Rollator mit 14" (36 cm) großen Rädern. Ein größeres Rad besitzt einfach eine höhere Leistungsfähigkeit auf unebenem Untergrund, und der Walker 14er bietet Ihnen einzigartige Fahreigenschaften.

Auf den Seiten 24-25 können Sie mehr über den Griff-, Reifen- und Schlauch-Optionen lesen. Technische Details, Maße und Gewichte finden Sie auf Seite 30.



Trionic Walker 9^{er} – der Kombi-Rollator

Der Trionic 9er ist Ihre perfekte Wahl wenn Sie einen Rollator suchen, den Sie drinnen und draußen benutzen werden. Mit seinen 9" großen Rädern und extra-weichen Reifen werden Sie einen hohen Komfort und gut balancierte Fahreigenschaften genießen. Er ist leicht und kompakt um Transport und Verwahrung zu erleichtern.

Größe/Griffhöhe:	M / 74-94 cm
Körpergröße:	148-188 cm
Maße & Gewicht:	Seite 30
Farben:	schwarz/schwarz/grau • rot/rot/schwarz
Inklusive:	Sitz mit gepolstertem Sitzüberzug Korb mit Reißverschlusstasche und 360° Reflektorband



Trionic Walker 12^{er} – der Outdoor-Rollator

Suchen Sie einen Rollator der Kopfsteinpflaster und unebene Straßen bewältigt? Dann wird der Walker 12er Ihr treuer Partner sein, wenn Sie nach draußen gehen. Seine 12" großen Räder und die Luftbereifung sorgen für einen sehr komfortablen Gang, und er ist der perfekte Outdoor-Rollator. Trionic Primera Leichtgewichtsreifen mit Pannenschutz, Radkugellager, Achsen und Kleinteile aus Edelstahl.

Größe/Griffhöhe: M / 76-96 cm
 Körpergröße: 152-192 cm
 Maße & Gewicht: Seite 30
 Farben: schwarz/schwarz/grau • marineblau/schwarz/rot
 Inklusive: Sitz mit gepolstertem Sitzüberzug
 Korb mit Reißverschlusstasche und 360° Reflektorband



Trionic Walker 14^{er} – der Terminator

Wenn Sie einfach das Beste haben möchten! Der Trionic Walker 14er ist der erste Rollator der Welt mit 14" großen Rädern. Wir nennen ihn den "Terminator" da er, wo andere Rollatoren stehen bleiben, mühelos weiterrollt. Mit dieser Laufmaschine schaffen Sie längere Strecken in einem zügigen Tempo. Trionic Primera Leichtgewichtsreifen mit Pannenschutz, Radkugellager, Achsen und Kleinteile aus Edelstahl.

Größe/Griffhöhe: M / 81-100 cm
 Körpergröße: 162-200 cm
 Maße & Gewicht: Seite 30
 Farben: schwarz/schwarz/grau • grün/schwarz/rot
 Inklusive: Seat w. padded seat cover
 Korb mit Reißverschlusstasche und 360° Reflektorband

Veloped®

die Alternative zum Rollator

Sport • Tour • Trek • Golf • Jakt

Was ist ein Veloped?

Das Veloped ist eine geniale schwedische Erfindung die man auch als "Geh-Dreirad" umschreiben könnte. Als "Rollator" getestet und voll anerkannt unterscheidet sich sein Design davon aber deutlich, und es verfügt über ganz andere Eigenschaften. Sein einmaliges Design regt zu körperlichen Aktivitäten und ganz allgemein Aktivitäten draußen in der Natur an. Das Gehen stand im Vordergrund beim Design, und das Veloped ist der einzige wirklich geländegängige Gehwagen der Welt. Beim Gehen auf unebenem Gelände schlägt das Veloped jeden Rollator – mit Links.

3-Rad-Design/Geländegängig

Das 3-Rad-Design des Veloped resultiert aus der Anforderung, auch auf unebenem Gelände im dauernden Bodenkontakt zu bleiben. Gerade wie bei einem dreirädrigen Baby-Jogger mit seinen großen Rädern ist das Veloped eine echte Geländemaschine. Das Veloped ist tatsächlich der einzige Gehwagen auf dem Markt, der richtig geländegängig ist.

Voll-Aluminium-Design

100% Aluminium – kein Kunststoff. Der neue Veloped-Rahmen besteht aus hydrogeformten, TIG-geschweissten und gehärteten 6061-T6 Aluminiumrohren, die gleichzeitig für ein leichtes Gewicht und sehr gute Stärke sorgen. Entscheidende Bauteile wie die Klettterraaufhängung, die Griffstange und die Teleskopstrebe sind alle aus hochwertigem und gehärtetem 6061-T6 Aluminium.

Radeinsteller

Das Klettterra lässt sich an unterschiedliche Bedingungen und Gelände anpassen und verfügt über zwei Einstellungen. Für beste Manövrierbarkeit und leichtes Wenden bei unveränderten Steigeigenschaften wird das vordere Rad am Radeinsteller angehoben und eingeklickt. In der zweiten Position für das Gelände hat das Rad eine Federungs-/Steig-Funktion mit erhöhter Richtungsstabilität – perfekt für das Gehen im freien Gelände.

Falten/Transport

Ein kurzer Druck auf einen der Knöpfe an der teleskopischen Querstrebe reicht, um das Veloped auch durch enge Stellen zu manövrieren. Drückt man beide Knöpfe ein, lässt sich der Rahmen ganz zusammenstauchen (z. B. zum Verstauen). Um die Masse etwa für den Transport weiter zu reduzieren, lassen sich die Handgriffe leicht versenken und die Räder dank Schnellverschluss abnehmen.

Ergonomische Vorteile

Durch Nach-vorne-Schieben des Sitzes des Velopeds lässt sich innerhalb des Rahmens viel Beinfreiheit schaffen. Dadurch stehen Sie beim Gehen näher an den Handgriffen und nehmen so automatisch eine aufrechtere und ergonomisch korrekte Körperhaltung ein. Die U-förmige Haltestange ermöglicht verschiedene Haltepositionen und beim Sitzen dient er als Rückenlehne. Die Haltestange lässt sich stufenlos auf die persönliche Höhe einstellen.



Allgemeine Veloped Eigenschaften

Alle Veloped-Modelle verfügen über die folgenden Eigenschaften:

- Trionic Kletterrad.
- Einstellbarkeit an Gelände- oder Stadtbetrieb.
- 3-Rad-Design für permanenten Bodenkontakt.
- Räder mit Schnellverschluss.
- Rahmen aus 6061-T6 Aluminium.
- Ergonomische Haltestange/Rückenlehne.
- Verstellbare Handgriffe (Winkel).
- Höhe der Haltestange stufenlos verstellbar.
- All-Terrain Nabenbremsen für jedes Wetter.
- Bremshebel aus Voll-Aluminium mit Parkbremse.
- 2-stufiger teleskopischer Falt-Mechanismus.
- Wasserabstoßendes und austauschbares Textil-Zubehör aus 600D Polyester.
- Reflektierende Rahmen- und Reifen-Aufkleber für zusätzliche Sicherheit nachts.
- Schrauben, Muttern, Scheiben, Kleinteile und Achsen aus Edelstahl.
- Sämtliche Kugellager aus Edelstahl.

Weitere produktspezifische Informationen samt Videos unter www.trionic.de.





Veloped Sport 12^{er}

Das Veloped Sport 12er bietet Ihnen eine ausgezeichnete Unterstützung, Sicherheit und Komfort während Sie trainieren. Die beim Gehen wirkenden Kräfte auf Ihre Knöchel, Knie und Hüften werden verringert. Es ist mit 12" großen Rädern und Luftbereifung ausgestattet.

Größen/Griffhöhen: M / 75-95 cm L / 82-102 cm
 Körpergröße: 150-189 cm 185-205 cm
 Maße & Gewicht: Seite 31
 Farben: marineblau/rot/weiß • schwarz/weiß/weiß
 Inklusive: 25 cm tiefer Sitz • Korb mit Reißverschlusstasche & Regenschutz



Veloped Sport 14^{er}

Mit seinen 14" großen Rädern ist das Veloped Sport 14er fürs schwere Gelände geeignet, und es bewältigt noch höhere Hindernisse als seine kleine Schwester. Mit diesem Modell fließen Sie über unebenen Untergrund, und es bietet einzigartige Möglichkeiten, um in Form zu kommen/zu bleiben.

Größen/Griffhöhen: M / 77-97 cm L / 84-104 cm
 Körpergröße: 155-194 cm 185-210 cm
 Maße & Gewicht: Seite 31
 Farben: marineblau/rot/weiß • schwarz/weiß/weiß
 Inklusive: 25 cm tiefer Sitz • Korb mit Reißverschlusstasche & Regenschutz

Veloped Sport

Das Veloped Sport wird Sie dabei treu unterstützen, wenn Sie die am meisten unterschätzte körperliche Betätigung der Welt für sich entdecken: das Wandern. Wandern ist großartig, um in Form zu kommen/zu bleiben und sein Gewicht zu reduzieren. Im Gegensatz zu manchen Übungen im Fitness-Training laufen Sie weniger Gefahr, sich zu überanstrengen. Fitness Walking lässt Sie in der richtigen Intensität üben. Das Intensitätsniveau des Fitness Walking ist wegen der hohen Fettverbrennung optimal, um Ihre Gesundheit zu verbessern. Sie können auch jedes Mal ein wenig länger trainieren. Anstatt sich dabei unwohl zu fühlen, werden Sie schnell Fortschritte erkennen. Für die Gesundheit und den Fettverbrennungsprozess ist eine Pulsrate von 55–70% Ihrer maximalen Herzrate sinnvoll.

Das Veloped Sport bietet alles für den Komfort, die Unterstützung und das Sicherheitsgefühl beim Training. Es reduziert die Belastung des Fitness Walkings. Das Veloped Sport hat dieselben Vorzüge wie ein Mountainbike und Sie können ungehindert auf grünen Wiesen, Wander-/Übungspfaden oder auf Waldwegen gehen. Mit dem Veloped Sport können Sie das Fitness Walking genießen. Sie werden sich sehr sicher fühlen, auch im Winter, und Sie können dorthin gehen, wohin immer Sie wollen.

12-wöchiger Trainingsplan!

Um zu starten, fragen Sie nach unserem 12-wöchigen Trainingsplan. Sie können diesen auch unter www.trionic.de herunterladen. Hier erhalten Sie zudem weitere Übungsinformationen.



Gudrun Müller aus Deutschland auf ihre tägliche Fitnessrunde.





**Greta und Ihr
Mann in Kung-
strädgården in
Stockholm,
Schweden.**

Veloped Tour

Das Veloped Tour lässt Sie täglich Komfort und Nutzen genießen. Es eignet sich hervorragend für einen Spaziergang im Park, um damit einkaufen zu gehen und für die Nutzung im Alltag. Der geräumige Korb fasst all Ihre eingekauften Lebensmittel und bringt sie sicher nach Hause mit allen Vorteilen des Kletterrades und der Luftbereifung.

Für eine optimale Unterstützung im Sitz ist die Sitzfläche auf 30 cm verlängert worden. Der verlängerte Sitz, in Kombination mit Kunststoffeinsätzen, bietet viel Unterstützung entlang der Oberschenkel.

Das Farbdesign ist dezent und elegant, mit Silberstreifen und roten Linien kombiniert. Die Streifen sind aus 3M Scotchlite reflektierendem Stoff. Sie reflektieren bei Ausflügen in der Dunkelheit und erhöhen so die Sicherheit im Straßenverkehr.

Das Veloped Tour ist mit einem praktischen Regenschutz ausgestattet, der den Korb und die Sitzfläche schützt. Der Regenschutz ist 2-farbig und Sie können auswählen, ob Sie die silberne oder schwarze Seite nach außen drehen.



Veloped Tour 12^{er}

Das Veloped 12er ist Ihr perfekter Begleiter im Alltag, und Sie können mit ihm einen Spaziergang im Park genießen oder Einkaufen gehen. Die 12" großen Räder und die Luftreifen bieten Ihnen Komfort und Sicherheit wenn Sie auf Kopfsteinpflaster gehen, und Sie überwinden einfach Bordsteinkanten und andere Hindernisse.

Größen/Griffhöhen:	M / 75-95 cm	L / 82-102 cm
Körpergröße:	150-189 cm	185-205 cm
Maße & Gewicht:	Seite 31	
Farbe:	schwarz/reflex/rot	
Inklusive:	30 cm tiefer Komfortsitz • Korb mit Reißverschluss tasche & Regenschutz • Sitz/Korb-Regenschutz	



Veloped Tour 14^{er}

Wählen Sie das Veloped Tour 14er und Sie werden noch bessere Fahreigenschaften genießen. Wenn Sie das Veloped Tour für Stadt und Gelände benutzen werden, sind die Trionic X-Country Reifen perfekt. Falls Sie das Veloped Tour hauptsächlich auf Teer benutzen werden, schauen Sie bitte die Schwalbe Big Apple Reifen auf der Seite 25 an.

Größen/Griffhöhen:	M / 77-97 cm	L / 84-104 cm
Körpergröße:	155-194 cm	185-210 cm
Maße & Gewicht:	Seite 31	
Farbe:	schwarz/reflex/rot	
Inklusive:	30 cm tiefer Komfortsitz • Korb mit Reißverschluss tasche & Regenschutz • Sitz/Korb-Regenschutz	



Veloped Trek 12^{er}

Das Veloped Trek 12er bietet Ihnen Komfort, Unterstützung und Sicherheit während Sie die Welt entdecken. Es verringert die Belastung auf den Körper beim Wandern, und das Veloped Trek ist für Wandertouren in unsere schöne grüne Natur perfekt geeignet.

Größen/Griffhöhen:	M / 75-95 cm	L / 82-102 cm
Körpergröße:	150-189 cm	185-205 cm
Maße & Gewicht:	Seite 31	
Farben:	grün/schwarz/orange • marineblau/schwarz/gelb	
Inklusive:	25 cm tiefer Sitz • Korb mit Reißverschluss tasche & Regenschutz • Sitztasche • Rucksack	



Veloped Trek 14^{er}

Die Velopedistin Hilary Ambrose aus England hat ihrem Veloped Trek den Spitznamen "Monster" gegeben. Das neue Veloped Trek 14er ist wirklich das Monster unter den Gehwagen. Es frisst Schotter und Schlamm zum Frühstück und wird Sie jederzeit und überall unterstützen.

Größen/Griffhöhen:	M / 77-97 cm	L / 84-104 cm
Körpergröße:	155-194 cm	185-210 cm
Maße & Gewicht:	Seite 31	
Farben:	grün/schwarz/orange • marineblau/schwarz/gelb	
Inklusive:	25 cm tiefer Sitz • Korb mit Reißverschluss tasche & Regenschutz • Sitztasche • Rucksack	

Veloped Trek

Laden Sie Ihr Veloped Trek und machen Sie sich auf den Weg zu einem aufregenden Abenteuer. Veloped Trek bietet viele Möglichkeiten, Ihr Gepäck zu transportieren, wenn Sie die Welt erforschen wollen. Mit seinem Rucksack und der vielseitigen Tasche auf dem Sitz ist der Veloped Trek Ihr optimaler Begleiter für Wanderungen, Camping und Reisen.

Die Sitztasche rastet auf dem Sitz ein und kann einfach nach vorne geklappt werden, wenn Sie sich für eine Pause hinsetzen wollen. Sie hat 3 separate Innentaschen, mit viel Raum für Ihre Kamera, Karten, Ihre Wertsachen und eine Wasserflasche oder Thermoskanne. Die Sitztasche kann auch als Umhängetasche getragen werden. Zudem hat sie einen abnehmbaren Riemen. Eine Außentasche mit Reißverschluss und zwei Netztaschen bieten Platz für kleinere Dinge. Eine elastische Schnur hält beliebige Extras.

Der Rucksack passt perfekt in den Korb des Velopeds. Durch einen Reißverschluss über die ganze Länge haben Sie problemlos Zugang zu dem großen Hauptfach. Der Schulterriemen kann in einer getrennten Tasche verstaut werden. Ihr MP3-Player passt in die obere Reißverschluss tasche und es gibt einen Schlitz für die Kopfhörer. Zusätzlich verfügt der Rucksack über eine Außentasche mit Reißverschluss sowie zwei Netztaschen für 2 Flaschen Wasser.

Der Sitz, der Korb, die Sitztasche und der Rucksack sind aus robustem und wasserabweisendem 600D Polyester, mit reflektierenden Streifen für maximale Sicherheit in der Dunkelheit.

*Alex Morley und
seine Frau bei einer
Wanderung in
Oregon, USA.*



Thomas genießt eine Pause beim Golfen, Sigtunabygdens Golf Club, Schweden.

Veloped Golf

Im Spiel sein und sich selber den Gefallen tun, über den Golfplatz zu gehen, anstatt ein Golf-Kart zu nutzen. Mit dem Veloped Golf werden Sie die Entfernung, die 18 Löcher ausmachen, spielend zurücklegen, während Sie für sich zur gleichen Zeit viel Gesundes tun. Mit allen Vorteilen des Kletterrades, der Federung, dem 3-Räder-Design und der Luftbereifung fühlt sich das Veloped Golf auf dem Golfplatz Zuhause. Das Veloped Golf hat zwei Golf-Taschen, die am Hauptrahmen befestigt werden. Sie fassen einen vollen Satz von 14 Golfschlägern. Die Taschen können an der Vorderseite entweder geschlossen oder offengelassen werden, je nachdem, wie Sie Ihre Schläger transportieren möchten.

Der Korb hat Platz für Ihre Wasserflasche, extra Kleidung und was auch immer Sie entlang dem Fairway brauchen können. Bei schlechtem Wetter wird der in der Korbtasche integrierte Regenschutz Ihre Ausrüstung vor Nässe schützen.



Veloped Golf 12^{er}/14^{er}

Größen/Griffhöhen: 12er M / 75-95 cm
12er L / 82-102 cm
14er M / 77-97 cm
14er L / 84-104 cm

Körpergröße: 12er M 150-189 cm
12er L 185-205 cm
14er M 155-194 cm
14er L 185-210 cm

Maße & Gewicht: Seite 31

Inklusive: 25 cm tiefer Sitz • Korb mit Reißverschluss tasche & Regenschutz • Golf taschen

Farbe: marineblau/schwarz/rot



Veloped Jakt

Der neue „Jagdswagen“ heißt Veloped Jakt. Das zuverlässige Veloped Jakt ist geländefähig und besitzt ein Kletterrad, mit dem man Wurzeln, Schotter und Steine einfach passieren kann, um das Revier zu erreichen.

Die Federung, die Luftbereifung und das 3-Räder-Design bieten durchgehenden Bodenkontakt auf unebenen Untergrund und unschlagbaren Komfort.

Die Gewehrtaische, die auf dem Rahmen des Velopeds befestigt wird, entlastet Ihren Rücken, und der Sitz ist sehr praktisch wenn Sie am Pass warten.

Veloped Jakt 12^{er}/14^{er}

Größen/Griffhöhen: 12er M / 75-95 cm
12er L / 82-102 cm
14er M / 77-97 cm
14er L / 84-104 cm

Körpergröße: 12er M 150-189 cm
12er L 185-205 cm
14er M 155-194 cm
14er L 185-210 cm

Maße & Gewicht: Seite 31

Inklusive: 25 cm tiefer Sitz • Korb mit Reißverschluss tasche & Regenschutz • Gewehrtaische • Rucksack

Farbe: grün/schwarz/orange



Sie sind einmalig

Wir sind alle verschieden gebaut, unterschiedlich groß und haben unsere Vorlieben und Bedürfnisse. Die Velopeds & Walkers werden standardmäßig mit qualitativ hochwertigen Reifen und Griffen geliefert. Darüber hinaus haben Sie die Wahl, Ihr Veloped oder Walker entsprechend Ihren Wünschen auszurüsten.

Griffe

Alle Velopeds & Walkers sind mit Ergon GP1 Griffen ausgerüstet. Sie vermitteln ein sehr komfortables Griffgefühl und sorgen gleichzeitig dafür, dass das aufgestützte Gewicht ergonomisch richtig verteilt wird. Die Griffen sind in zwei Größen erhältlich (S für Handgrößen 6.5 – 8.5 und L für Handgrößen 8.5 – 12). Dank einer geschmiedeten Aluminiumklammer lässt sich der bevorzugte Griffwinkel schnell und leicht einstellen.

Reifen

Die Velopeds werden standardmäßig mit dem neuen Trionic X-Country Luftreifen geliefert. Der X-Country ist ein Allzweckreifen, dessen Profil sowohl für das Gelände als auch für die Stadt geeignet ist. Der X-Country hat einen Pannenschutz und reflektierende Aufkleber.

Der Walker 12er & 14er sind mit dem neuen Trionic Primera Reifen ausgestattet. Das feine Muster eignet sich sehr gut für Teer, Kopfsteinpflaster und Kies, und der Primera bietet dank seiner Flexibilität einen sehr guten Komfort. Er hat einen Pannenschutz und reflektierende Aufkleber.



Optimieren Sie Ihren Gehwagen



Griff-Optionen

Die Griffe eines Gehwagens sind von herausragender Bedeutung. Deshalb haben Sie die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Griffen und verschiedenen Griffgrößen zu wählen.

Ergon GP1 Griffe

- Designgekrönte deutschen Qualitätsgriffe.
- In zwei Größen erhältlich, S für Handgrößen 6.5 – 8.5 und L für Handgrößen 8.5 – 12.
- Der für Sie richtige Griffwinkel ist einstellbar.

Ergon GP1 BioKork-Griffe

Die GP1 BioKork Griffe haben die gleiche ergonomische Form wie die GP1. Der GP1 BioKork besteht aus 40% Kork, und seine natürlichen Dämpfungsqualitäten machen es zu einem idealen Griffmaterial. Darüber hinaus ist Kork antibakteriell und hypoallergen.



Reifen-Optionen

Je nach dem, wo Sie Ihr Veloped oder Walker hauptsächlich verwenden werden, können Sie die passenden Reifen Ihren Wünschen entsprechend auswählen. Sämtliche Reifen haben einen Pannenschutz.

Veloped Reifen-Optionen

- Trionic X-Country 12"/14" – Gelände/Allzweck
- Schwalbe Big Apple 12"/14" – Stadt
- Continental TourRide 12" – Allzweck

Walker Reifen-Optionen

- Trionic Primera 12"/14" – Allzweck/Stadt
- Schwalbe Big Apple 12"/14" – Stadt
- Continental TourRide 12" – Allzweck



Schlauch-Optionen

Trionic bietet Ihnen zwei Schläuche an, beide von Qualitätsherstellern von Schläuchen und Reifen.

CST Schlauch 12"/14"

Hochwertiger Butylschlauch von dem Hersteller CST. Der CST Schlauch hält den Luftdruck länger, im Vergleich zu den meisten anderen Schläuchen. Mit Auto-/Schraederventil.

Schwalbe Schlauch 12"/14"

Die Schläuche der deutschen Schwalbe halten, im Vergleich zu allen anderen Schläuchen, den Luftdruck etwas länger. Der Schwalbe-Schlauch ist der einzige Schlauch, der das begehrte "VSF-All-Ride"-Gütesiegel trägt. Auto-/Schraederventil.

Zubehör & Teile



Multifunktionspumpe

Diese geniale Pumpe können Sie sowohl als Hand- und auch als Standpumpe benutzen. Mit einer ausklappbaren Fußstütze für besseren Halt beim Pumpen. Der T-Bajonett-Griff bietet einen komfortablen Griff und der flexible Schlauch verhindert, dass die Ventile beschädigt werden. Inkl. Rahmenhalterung.



Veloped Stock/Multi-Halter

2-teiliger Stock-/Regenschirmhalter, der gleichzeitig als Befestigungsriemen für den gefalteten Velopedrahmen genutzt werden kann. Der Multi-Halter wird mit Klettverschluss am Rahmen des Velopeds befestigt.

Walker Stockhalter

2-teiliger Stockhalter, der mit Klettverschluss am Rahmen des Walkers befestigt wird. Die obere Halterung hat einen smarten Schnellverschluss, und der Stock kann schnell und einfach fixiert werden.



Veloped Regen-schutzüberzug

Wasserdichter Überzug für Ihr Veloped, wenn es draußen abgestellt wird. Drei Haken und regulierbare Riemen sichern den Regenschutzüberzug gegen Verrutschen. Farbe: silber.



Veloped Regenschutz

Ein vielseitiger Regenschutz zum Schutz von Sitz und Korb, mit drei Möglichkeiten zur Fixierung des hinteren Endes. 2-farbiges Design: silber/schwarz.



Walker Regenschutz

Regenschutz zum Schutz von Sitz und Korb des Walkers, den Sie schnell und einfach auf- und abbauen können. 2-farbiges Design: silber/schwarz.



Veloped Flaschenhalter

Größenunabhängiger Flaschenhalter, der am Rahmen des Velopeds mit einem Schnellspanner befestigt wird. Farbe: schwarz.



Walker Flaschenhalter

Dieser Flaschenhalter aus Aluminium erlaubt eine seitliche Befestigung/ Entfernung der Trinkflasche, um die Benutzung zu vereinfachen. Der Flaschenhalter kann auf der linken oder rechten Seite befestigt werden. Farbe: schwarz.



Sportflasche

Diese robuste Wasserflasche hat einen Schraubverschluss mit einem verschließbaren Mundstück. Die auffällige dreieckige Form des Verschlusses liegt gut in der Hand. Die Trinkflasche lässt sich einfach befüllen und reinigen.



LED Frontleuchte

Sehen und gesehen werden - diese LED Frontleuchte aus Aluminium ist Ihr idealer Begleiter im Dunkeln. Mit Dauer- oder Blinklicht und Gummibefestigung. Zwei Modelle:

- Veloped LED Frontleuchte m. 0° Winkel
- Walker LED Frontleuchte m. 10° Winkel



Kabelschloss

Robustes Kabelschloss mit Rahmenhalterung und 2 Schlüsseln.

Größe:
Ø10 x L900 mm.



LED Rückleuchten

Mit diesen zwei LED Rückleuchten werden Sie überall gesehen. Mit Dauer- oder Blinklicht, und mit flexiblen Bändern die mehrere Befestigungsmöglichkeiten bieten. Zwei Modelle:

- Veloped LED Rückleuchten m. 0° Winkel
- Walker LED Rückleuchten m. 10° Winkel



Einhandbremse

Einhandbremssystem, wobei beide Bremsen (R+L) durch einen einzigen Bremshebel bedient werden. Die Einhandbremse ist für Benutzer/ Benutzerinnen geeignet, die die Bremsen mit einer Hand nur bedienen können. Für Rechts- oder Linksmontage.

Bei der Bestellung dieser Einhandbremse wird das Bremssystem vor der Lieferung auf Ihr Walker/Veloped komplett aufgebaut.

Zubehör & Teile



Trionic X-Country Reifen
m. Pannenschutz

Größe: 12 x 2.2" (310 x 57 mm)
14 x 2.2" (360 x 57 mm)



Trionic Primera Reifen
m. Pannenschutz

Größe: 12 x 2.00" (310 x 50 mm)
14 x 2.00" (360 x 50 mm)



Schwalbe Big Apple Reifen
m. Pannenschutz

Größe: 12 x 2.00" (310 x 50 mm)
14 x 2.00" (360 x 50 mm)



Continental TourRide Reifen
m. Pannenschutz

Größe: 12 x 2.1" (310 x 55 mm)

Ergon GP1 Grips

Die GP1-Griffe der Deutschen Ergon bieten ein Maximum an Komfort und bestmögliche Druckverteilung. In Größe und Form auf eine kleine bis mittelgroße Hand (S), besonders geeignet für Frauen, sowie auf eine mittelgroße bis große Hand (L) abgestimmt. Einstellung des individuellen Handauflagewinkels durch einfaches Drehen des Griiffs möglich.

Griffgröße: S (Handgröße: 6.5 – 8.5)
L (Handgröße: 8.5 – 12.0)



Ergon GP1 BioKork Grips

Der GP1 BioKork bietet genau wie der GP1 eine bestmögliche Ergonomie für Hände und Handgelenke. Kork ist von Natur aus antibakteriell, antiallergisch und deshalb besonders hautfreundlich. Es besitzt sehr gute Dämpfungseigenschaften und ist aufgrund der geringen Dichte sehr leicht.

Griffgröße: S (Handgröße: 6.5 – 8.5)
L (Handgröße: 8.5 – 12.0)



Veloped Trek

– Korbtaische/Rucksack

20-Liter- Rucksack, der perfekt in den Trek-Korb passt. Der gepolsterte Schultergurt und der Bauchgurt können in der hinteren Tasche verborgen werden. Die Tasche hat außen eine große Reißverschluss tasche und 2 Netz taschen für Wasserflaschen.

Farben: grün/schwarz/orange
marineblau/schwarz/gelb



Veloped Trek – Sitz und Korb

Sitzabdeckung und Korb in den Farben von Rucksack und Tasche. Der Sitzüberzug hat 4 Druckknöpfe, um die Tasche auf der Sitzfläche zu befestigen. Sitztiefe: 25 cm. Der Korb hat einen in die Reißverschluss tasche integrierten Regenschutz. Beide sind aus wasserabweisendem und haltbarem 600D Polyester.

Farben: grün/schwarz/orange
marineblau/schwarz/gelb





Veloped Trek – Sitz/Schultertasche
 10-Liter-Tasche, die mit Druckknöpfen am Sitz befestigt wird. Die Tasche hat einen gepolsterten Schulterriemen und kann sehr gut auch als Umhängetasche genutzt werden. Das Hauptfach der Tasche kann in 3 Fächer unterteilt werden, passend für Ihre Kamera, Ihre Wertsachen und eine Wasseroder Thermosflasche. Die äußere Reißverschluss tasche und die zwei Netz taschen bieten Raum für kleinere Gegenstände.
 Farben: grün/schwarz/orange
 marineblau/schwarz/gelb



Schwalbe Schlauch
 Größen:
 12", 14"

Veloped Tour – Komfortsitz und Korb

Komfortsitz mit starren Ein-sätzen für eine zusätzliche Unterstützung der Beine. 3M Scotchlite reflektierende Streifen. 30 cm Sitztiefe. Geräumiger Korb mit einer getrennten Reißverschluss tasche für Ihre Wertsachen. Beide sind aus 600D Polyester.

Sitzfarbe: schwarz/silber/rot
 Korbfarbe: schwarz/rot



Veloped Sport – Sitz und Korb

Sitzabdeckung, die für das Fitness Walking die max. Beinfreiheit ermöglicht. Sitztiefe: 25 cm. Passender Korb mit Reißverschluss tasche, perfekt für Ihre extra Kleidung wenn Sie trainieren. Beide sind aus haltbarem 600D Polyester mit passenden Streifen.

Farben: schwarz/weiß/weiß
 marineblau/rot/weiß



Veloped Golf – Sitz, Korb, Golf taschen und Rucksack

Sitzabdeckung mit einer Sitztiefe von 25 cm für maximale Beinfreiheit. Der Korb verfügt über einen, in der Reißverschluss tasche, integrierten Regenschutz. Der Golf taschen- Satz besteht aus 2 Taschen, jede zweimal unterteilt. Die Doppeltaschen bieten Platz für 14 Golfschläger. Die Vorderseite der Taschen kann geöffnet und die Golfschläger können weiter nach vorne geschoben werden. Der Golfrucksack hat dieselben Eigenschaften wie der Rucksack in der Trekversion. Die Farben jedoch entsprechen denen der Golf ausstattung. Alles Golfzubehör ist aus waserabweisendem und haltbarem 600D Polyester.

Farbe: marineblau/schwarz/rot

Trionic Walker – Technische Daten

Der Trionic Walker ist getestet und zugelassen gemäß ISO 11199-2:2005, dem Standard für Rollatoren. Er ist als ein "medizinisches Produkt der Klasse 1" registriert, und hat eine CE-Marke. 10 Jahre Garantie außer Verschleißteile.

Dimension	Walker 9er	Walker 12er	Walker 14er
Griffhöhe	74-94 cm	76-96 cm	81-100 cm
Körpergröße	148-188 cm	152-192 cm	162-200 cm
Länge	68 cm	81 cm	85 cm
Breite	66 cm	69 cm	69 cm
Griffbreite	47 cm	50 cm	50 cm
Sitzhöhe	62 cm	62 cm	62 cm
Sitzbreite	43 cm	46 cm	46 cm
Radgröße	9"/23 cm	12"/31 cm	14"/36 cm

Maße zusammengeklappt

Höhe	82 cm	88 cm	90 cm
Länge	68 cm	81 cm	85 cm
Breite	28 cm	28 cm	28 cm

Transportmaße – ohne Räder

Höhe	74 cm	76 cm	76 cm
Länge	61 cm	67 cm	67 cm
Breite	28 cm	28 cm	28 cm

Transportgewicht – ohne Räder

Transportgewicht	6,8 kg	6,8 kg	6,9 kg
Max. Benutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg
Gewicht	9,7 kg	10,4 kg	11,1 kg

10 Jahre Garantie außer Verschleißteile.

	Walker 9er	Walker 12er	Walker 14er
All-Terrain Nabenbremse	•	•	•
X-Faltmechanismus	•	•	•
Trionic Syncro Lenkung	•	•	•
Räder m. Steckachsen	•	•	•
Sitz	•	•	•
360° Reflektorband	•	•	•
Korb m. Reißverschluss tasche	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Fahrbremse	•	•	•
Luftbereifung		•	•
PU-Bereifung extra-soft	•		

HINWEIS: Wenn Sie die Gewichte der Trionic Walkers mit anderen Rollatoren vergleichen, bitte beachten Sie dass die Trionic Walkers mit hochleistenden Nabenbremsen und Premiumreifen ausgestattet sind.

Die Reifen und Bremsen der Trionic Walkers bieten Ihnen einen sehr hohen Komfort und optimale Fahreigenschaften; diese Merkmale addieren aber, im Vergleich zu herkömmlichen und billigen Rollatorteilen, ein wenig Gewicht zum Produkt.

Trionic Veloped – Technische Daten

Das Trionic Veloped ist getestet und zugelassen gemäß ISO 11199-2:2005, dem Standard für Rollatoren. Es ist als ein "medizinisches Produkt der Klasse 1" registriert, und hat eine CE-Marke. 10 Jahre Garantie außer Verschleißteile.

Maße	12er Medium	12er Large	14er Medium	14er Large
Griffhöhe	75-95 cm	82-102 cm	77-97 cm	84-104 cm
Körpergröße	150-189 cm	185-205 cm	155-194 cm	185-210 cm
Länge	102 cm	102 cm	107 cm	107 cm
Breite	76 cm	79 cm	76 cm	79 cm
Griffbreite	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Sitzhöhe	58 cm	63 cm	60 cm	65 cm
Sitzbreite	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
Radgröße	12"/31 cm	12"/31 cm	14"/36 cm	14"/36 cm

Maße zusammengeklappt

Höhe	75 cm	82 cm	77 cm	84 cm
Länge	106 cm	106 cm	111 cm	111 cm
Breite	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm

Transportmaße – ohne Räder

Höhe	59 cm	68 cm	59 cm	68 cm
Länge	84 cm	84 cm	84 cm	84 cm
Breite	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm

Transportgewicht – ohne Räder

Transportgewicht	7,7 kg	8,3 kg	7,7 kg	8,3 kg
Max. Benutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg

Gewicht*

Veloped Sport	12,3 kg	13,0 kg	12,9 kg	13,5 kg
Veloped Tour	12,7 kg	13,4 kg	13,3 kg	13,9 kg
Veloped Trek	13,4 kg	14,1 kg	14,0 kg	14,6 kg
Veloped Golf	14,9 kg	15,5 kg	15,4 kg	16,0 kg
Veloped Jakt	13,8 kg	14,5 kg	14,4 kg	15,0 kg

	Veloped Sport	Veloped Tour	Veloped Golf	Veloped Trek	Veloped Jakt
All-Terrain Nabenbremse	•	•	•	•	•
2-Schritt Faltmechanismus	•	•	•	•	•
Klettrrad-Technologie	•	•	•	•	•
Bodenkontakt-Design	•	•	•	•	•
Stadt-/Gelände Dual Modus	•	•	•	•	•
Räder m. Steckachsen	•	•	•	•	•
Basissitz, 25 cm Sitztiefe	•		•	•	•
Komfortsitz, 30 cm Sitztiefe		•			
Ergonomische Griffstange	•	•	•	•	•
Korb-Regenschutz	•	•	•	•	•
Sitz/Korb-Regenschutz		•			
Reflektoren – 5 Stück	•	•	•	•	•
Reflektierende 3M Streifen		•			
Korb mit Reißverschluss tasche	•	•	•	•	•
Golftaschen			•		
Gewehrtasche					•
Sitz/Umhängetasche				•	
Korbtasche/Rucksack				•	•
Parkbremse	•	•	•	•	•
Fahrbremse	•	•	•	•	•
Luftbereifung	•	•	•	•	•

TRiONiC

Märstagatan 8
SE-753 23 Uppsala
SCHWEDEN

Deutschsprechender Kundendienst:
030-233 279 90

Tel: +46 8 522 100 52
Fax: +46 8 522 100 59

www.trionic.de

info@trionic.se

