

LEICHTGEWICHTS-ROLLATOR

**GEMINO 60**

**GEMINO 60 M**

**NEU**



Möchten Sie einen Rollator, der sich Ihrer Lebenssituation perfekt anpasst und Sie auf nahezu jedem Untergrund begleitet? Dann sollten Sie sich für den Gemino 60 mit seinen großen und weichen Rädern entscheiden. Der neue Leichtgewichts-Rollator ermöglicht Ihnen einen besonders aktiven Lebensstil: Ein Bummel über das Kopfsteinpflaster der Stadt, bei einem Waldspaziergang die Natur genießen oder einfach nur die Schwellen in der Wohnung überfahren? Sie werden sehen, mit dem Gemino 60 geht alles viel leichter!

## ÜBERRAGENDER KOMFORT

Bei der Entwicklung des Gemino 60 haben wir sehr großen Wert auf Qualität und Komfort gelegt. Es wurden nur erstklassige Materialien verwendet, die in Verbindung mit den großen, weichen Rädern dafür sorgen, dass das Gehen zum Erlebnis wird! Der Leichtgewichts-Rollator hat ein besonders ruhiges Laufverhalten und ist durch den verbreiterten Radstand äußerst stabil. Der besonders große Abstand zwischen den Handgriffen bietet Ihnen viel Platz zum Sitzen.



**1** Durch die Höhen-Schnellverstellung mit Memory-Effekt kann die Handgriffhöhe ganz einfach angepasst werden.



**2** Der im Lieferumfang enthaltene Korb ist mit seitlichen Fächern ausgestattet. Er bietet viel Platz für die Einkäufe und kann bis max. 10 kg belastet werden.

**3** Mit den großen Rädern können Schwellen und Bodenunebenheiten ganz leicht überfahren werden. Das weiche Material der Räder vermittelt ein angenehmes Fahrgefühl.

## PRODUKTMERKMALE

- Der Leichtgewichts-Rollator aus Aluminium ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich:

**Gemino 60**  
**Gemino 60 M**



150 - 200 cm  
135 - 170 cm

- Beide Modelle sind bis 150 kg belastbar!
- Dank der großen Vorderräder kann der Rollator auf nahezu jedem Untergrund eingesetzt werden.
- Bodenunebenheiten wie z. B. Kopfsteinpflaster oder Türschwellen können ganz leicht überfahren werden.
- Breiter Radstand ermöglicht außerordentliche Stabilität und viel Platz zum Sitzen.
- Erstklassige Materialien und weiche Räder sorgen für besonders ruhiges Laufverhalten.
- Im Lieferumfang enthaltener Korb kann bis max. 10 kg belastet werden.
- Höhenschnellverstellung mit Memory-Funktion für einfache Anpassung der Griffe.
- Optimales Bremsverhalten durch leichtgängige Bremsen und breite Bremsgriffe.
- Falt-Klick-Technik rastet beim Zusammenfallen ein, sorgt für stabilen Stand und einfachen Transport.
- Durch rundum integrierte Reflektoren bei Dunkelheit sehr gut sichtbar.
- Eloxierung bietet perfekten Schutz gegen Kratzer und lässt den Rollator lange gut aussehen.
- Umfangreiches Zubehörsortiment für die individuelle Ausstattung.



## MAXIMALE SICHERHEIT



Mit dem Gemino 60 können Sie einfach losgehen und das Leben genießen! Durch die großen Vorderräder gibt er Ihnen maximale Sicherheit und kann auf nahezu jedem Untergrund eingesetzt werden. Bodenunebenheiten, wie z. B. Türschwellen, Bordsteinkanten, Kopfsteinpflaster oder Waldwege lassen sich bequem überfahren. Sie brauchen sich keine Gedanken mehr zu machen, auf welchen Wegen Sie künftig gehen: Der Gemino 60 ermöglicht Ihnen ein aktives Leben!

## PRAKTISCHER BEGLEITER



Der Gemino 60 ist ein praktischer Begleiter im Alltag! Und wenn er gerade nicht benötigt wird, macht er sich ganz schmal. Durch die Doppelkreuzstrebe mit der innovativen Falt-Klick-Technik rastet er beim Zusammenfallen elegant ein und steht in zusammengeklapptem Zustand. Dank seiner kompakten Form kann der Gemino 60 platz sparend verstaut und z. B. im Auto mitgenommen werden.

## DETAILS



Die besonders leichtgängigen Bremsen können durch die breiten Bremsgriffe mit Anti-rutsch-Pads selbst mit wenig Restkraft sicher bedient werden.



Immer sicher unterwegs: Die rundum integrierten Reflektoren gewährleisten, dass Sie bei Dunkelheit frühzeitig gesehen werden.

Durch den stoß- und kratzfest eloxierten Rahmen bleibt der Leichtgewichts-Rollator lange in Top-Form. Die integrierten Kantenabweiser sorgen dafür, dass sich Hindernisse einfach umfahren lassen.

### City-Taschen:



Kombinieren Sie Ihren Gemini 60 mit einer farbigen City-Tasche, die Ihre Einkäufe vor Wind & Wetter und fremden Blicken schützt.

Für den Gemini 60 gibt es viel praktisches Zubehör, das Sie in unserem Katalog auf Seite 72 finden.

## TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN	GEMINO 60	GEMINO 60 M
Schiebegriffhöhe vom Boden	76 - 95 cm	73 - 83 cm
Gesamtlänge	74 cm	74 cm
Gesamtbreite	64 cm	64 cm
Breite zwischen den Schiebegriffen	51 cm	51 cm
Sitzhöhe	62 cm	53 cm
Höhe gefaltet	84 cm	80 cm
Länge gefaltet	74 cm	74 cm
Breite gefaltet	23 cm	23 cm
Wendekreis	95 cm	95 cm
Vorderräder	28 x 4,2 cm	28 x 4,2 cm
Hinterräder	23 x 4,2 cm	23 x 4,2 cm
Gewicht ohne Korb	8,5 kg	8,2 kg
Maximale Belastbarkeit	150 kg	150 kg
Maximale Belastbarkeit des Korbes	10 kg	10 kg
Empfohlene Körpergröße des Nutzers	150 - 200 cm	135 - 170 cm

### HMV-NUMMERN:

beantragt

beantragt

### CE RAHMENFARBE:

Titanium

Titanium



handicare

www.handicare.de