



REHASENSE



HEAVY DUTY



SERVER HD

HEAVY DUTY ROLLATOR

Die Heavy-Duty Version der Server-Rollatoren Serie von Rehasense. Mit einem Gewicht von weniger als 8 kg kann der verstärkte **Server HD** mit besonders breitem Rahmen bis zu 200 kg tragen.

SERVER HD

HEAVY DUTY ROLLATOR



REHASENSE

KLAPPBAR UND EINFACH ZU TRAGEN

Der Rollator ist einfach zusammenzuklappen und bleibt in geklappter Position dank dem einfachen Verschlusssystem mit Doppelfunktion eines ergonomisch gestalteten Tragegriffes.

STABIL UND BESTÄNDIG

Der Rahmen und Sitz wurden getestet und für maximales Benutzergewicht von 200 kg zugelassen. Der Bremsmechanismus ist leicht aber positiv. Bruchfeste Räder, mit TPE bedeckt.

HÖHENVERSTELLBAR

Server HD Schiebegriffe sind höhenverstellbar in 10 Positionen, von 74 cm bis 102 cm. Optimales Rahmendesign und ergonomische Schiebegriffe garantieren den Benutzerkomfort.

GRÖßEN

Den **Server HD** gibt es in den Sitzhöhen 55 und 62, beide mit besonders breitem Sitz von 55 cm. Mit dem festen Sitz des Zubehörprogramms kann auch eine Zwischenhöhe eingestellt werden, um die Bedürfnisse des Kunden noch besser zu erfüllen.

ZUBEHÖR

Server HD kann mit einer reichen Auswahl an Rehasense-Zubehör ausgestattet werden.



TECHNISCHE DATEN

Farbe: Anthrazit

Max. Benutzergewicht: 200 kg

Bestellnummer:
HRSGL600 (Groß)
HRSGM550 (Mittel)

Größe:
(Breite x Tiefe x Höhe)
Groß : 69 x 68 x 74–102 cm
Mittel : 69 x 68 x 66 – 86 cm

Sitzbreite: 55 cm

Größe zum Transport
zusammengeklappt:
(Tiefe x Höhe x Breite)
Groß : 68 x 86 x 22,5 cm
Mittel : 68 x 79 x 22,5 cm

Gewicht:
Groß : von 7,9 kg
Mittel : von 7,6 kg

Einkaufstasche Maße:
(Breite x Tiefe x Höhe)
35 x 17 x 25 cm
Füllgewicht: 5 kg

Standardräder:
Schwarze Gummireifen (TPE)

Weiche Räder:
Schwarzer, hoher, weicher
Polyurethan-Reifen



Stufenlos höhenverstellbare Griffe und feststellbare Handbremse.



Sitzhöhen 62 und 55 cm.



Wartungsfreie Bremsen und TPE beschichtete bruchfeste Räder.



Einzigartige, verstärkte dreieckige Profile und zusätzliche Verstärkung der Querstange garantieren die Unterstützung eines Gewichts bis zu 200 kg.



Bleibt fest geschlossen dank dem Verschluss und ist dank einem Druckknopf einfach zu öffnen.



Praktische Einkaufstasche, die einfach zu entnehmen ist, dank leicht anwendbaren Klipsen mit speziellem Design.



Alle Versionen sind auch mit weichen Rädern erhältlich.



Sitzbreite 55 cm.



Server HD ist CE-gekennzeichnet und entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte

Rehasense sp. z o.o.
Sulejowska 45g
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland

Rehasense Benelux
Markeweg 81
8398 GM Blesdijke
Netherlands

Rehasense Deutschland
Briener Strasse 25
47533 Kleve
Deutschland

Copyright © Rehasense® 2018