

Ruhe- und Aufstehsessel

Bequem sitzen und liegen –
sicher hinsetzen und aufstehen



Club Ruhe- und Aufstehsessel

Je nach Ausführung können Sie diese Annehmlichkeiten genießen:

- Lordosenstütze für zusätzliche Stabilität beim Sitzen
- magnetische Fernbedienung einfach direkt am Sessel zu befestigen
- mit der Fernbedienung in die Sitz-, Liege- oder Aufstehposition fahren
- Aufstehhilfe in der Armlehne
- verstellbare Kopfstütze
- verstellbare Sitztiefe
- weiche oder feste Polsterung – Sie haben die Wahl



Sturzprophylaxe

- ✓ magnetische Fernbedienung verhindert gefährliche Stürze
- ✓ ein Akku als Zubehör vermeidet Stolperfallen durch herumliegende Kabel

Club1: einfaches Aufstehen, leicht zu bedienen



Club2 Soft: Sessel mit der Extraportion Komfort



Club2: schlafen und relaxen in einem Sessel

Club3: Entlastung der Beine durch Herz-Waage-Position



Club2 Mobil: der funktionale Pflegesessel

Club1: einfache Bedienung mit nur zwei Tasten

Maximale
Liegeposition



Magnetische Fernbedienung

haftet auf und an der Seite
der Armlehne und seitlich am
Kopfteil – nie mehr nach der
Fernbedienung bücken

Lordosenunterstützung

zusätzliche Stabilität
beim Sitzen



Club1
1.399 €

Einfache Bedienung

mit nur zwei Tasten in alle
Positionen gelangen –
geeignet für Menschen
mit Demenz

Sitztiefeinstellung

individuell anpassbar

Federkernpolsterung

bequem sitzen


Farbvarianten



Microfaser
beige





Webstoff
mittelgrau



- nur zwei Tasten
- einfachste Bedienung
- geeignet für Demenzpatienten

Magnetische Fernbedienung



Sicher aufstehen

Gemütlich entspannen



Club2: schlafen und relaxen in einem Sessel

Maximale
Liegeposition 

Kopfteil neigbar
mehr Komfort durch
neigbare Kopfstütze

**Stufenlose Einstellung
der Rückenlehne**
der Sessel stoppt automatisch,
sobald Sie den Knopf der
Fernbedienung loslassen

Magnetische Fernbedienung
haftet auf und an der Seite der
Armlehne und seitlich am
Kopfteil – nie mehr nach der
Fernbedienung bücken

Sitztiefeneinstellung
individuell anpassbar

Tagesbettfunktion
Mittagsschlaf ohne Wechsel
ins Bett möglich, Seitenteil
verhindert Herausfallen

Lordosenunterstützung
zusätzliche Stabilität
beim Sitzen


**Separate Steuerung
der Fußstütze**
Füße hochlegen,
während der Rücken
gerade bleibt

Leichter Positionswechsel
einfaches Verschieben
im Raum dank Rollen

Club2
1.799 €

Farbkombinationen

-  Webstoff mittelgrau &
Kunstleder dunkelbraun
-  Microfaser beige &
Kunstleder dunkelbraun

- 
- per Knopfdruck zum Tagesbett
 - Rückenlehne und Fußteil
separat einstellbar

Sicher aufstehen
und hinsetzen



Separate Steuerung von
Rückenlehne und Fußstütze

Horizontal liegen
wie in einem Bett



Club2 Soft: Schlafsessel mit der Extraportion Komfort

Maximale Liegeposition 



Magnetische Fernbedienung
haftet seitlich an der Armlehne und am Kopfteil – nie mehr nach der Fernbedienung bücken

Lordosenunterstützung
zusätzliche Stabilität beim Sitzen

Extra soft durch Polster
abnehmbare und anpassbare Kissen – ideal für Personen mit dünner Haut

Kopfteil neigbar
mehr Komfort durch neigbare Kopfstütze

Stufenlose Einstellung der Rückenlehne
der Sessel stoppt automatisch, sobald Sie den Knopf der Fernbedienung loslassen

Tagesbettfunktion
Mittagsschlaf ohne Wechsel ins Bett möglich, Seitenteil verhindert Herausfallen

Separate Steuerung der Fußstütze
Füße hochlegen, während der Rücken gerade bleibt

Sitztiefeinstellung
individuell anpassbar

Club2 Soft
1.799 €

Leichter Positionswechsel
einfaches Verschieben im Raum dank Rollen


Farbvarianten



Microfaser
beige




Webstoff
mittelgrau



- per Knopfdruck zum Tagesbett
- Rückenlehne und Fußteil separat einstellbar

Relaxen Sie im
Club2 Soft



Weich und bequem
dank extra Polsterung


Vier Räder für
leichtes Verschieben



Club2 Mobil: der funktionale Pflegesessel

Inklusive aller Club2-Funktionen


Maximale Liegeposition



Schiebegriff
erleichtert den Transport von Pflegepersonen

Akku als Zubehör
mehr Beweglichkeit im Wohnbereich, keine Stolperfälle durch herumliegendes Stromkabel

Extra große, stabile Rollen
erleichtern den Transport von Pflegepersonen



- Lieblingsposition programmierbar
- beleuchtete Tasten
- Rückenlehne und Fußteil separat einstellbar

Hygienisch
lässt sich wischdesinfizieren und ist wasserabweisend

Abnehmbare Armlehnen
Für den „seitlichen“ Transfer von Pflegepersonen vom Bett/Rollstuhl in den Sessel

Farbkombinationen

 Kunstleder dunkelbraun


 Webstoff mittelgrau & Kunstleder dunkelbraun

Club2 Mobil
2.399 €

Feuerresistent nach BS-Norm 5852 auf Schaum- und Bezugsstoff

Wischdesinfektion möglich!
Der Club2 Mobil ist in der Variante Kunstleder wischdesinfizierbar

Mit Schiebegriff für einen leichten Transport



Abnehmbare Armlehnen

Einfacher Transfer vom Rollstuhl in den Sessel



Club3: Ruhe- und Aufstehsessel zur maximalen Entspannung

Maximale Liegeposition 

Kopfteil neigbar
mehr Komfort durch neigbare Kopfstütze

Lordosenunterstützung
zusätzliche Stabilität beim Sitzen

Herz-Waage-Position
Ihre Beine werden entlastet und entstaut – gut für Herz und Kreislauf

Magnetische Fernbedienung
haftet auf und an der Seite der Armlehne und seitlich am Kopfteil – nie mehr nach der Fernbedienung bücken

4 Kurzwahltasten
für schnelle Einstellung der Wunschposition

Geringer Platzbedarf
die Aufstellfläche beträgt nur 150 x 75 cm – ideal für kleine Wohnungen und wenig Platz im Patientenzimmer

Stufenlose Sitzneigungsverstellung
bis zu 108° kippar


Club3
2.099 €

Farbkombinationen


 Webstoff mittelgrau & Kunstleder dunkelbraun

 Microfaser beige & Kunstleder dunkelbraun

- Lieblingsposition programmierbar
- beleuchtete Tasten
- Rückenlehne und Fußteil separat einstellbar



Relaxen durch Druckentlastung



Aufstehfunktion



Entspannung in der Herz-Waage-Position



Zubehör



Schonbezug-Set

- enthält 1 Bezug für Fußablage und je 1 Bezug für Armlehne links und rechts
- waschbar bis 40°
- erhältlich in den Farben
beige (Art.-Nr. 4058789002674)
mittelgrau (Art.-Nr. 4058789002650)
dunkelbraun (Art.-Nr. 4058789008676)

UVP: 69,00 €*

nicht erhältlich für Club2 Soft



Inkontinenzauflagen-Set

- enthält 2 Auflagen für die Sitzfläche
- kein Verrutschen und einfaches Austauschen dank Klettsystem
- waschbar bis 40°
- schützt mit einer integrierten 100% Nässesperre aus PU-Membran und einer Baumwollschicht, die bis zu 500 ml Flüssigkeit aufnimmt
- erhältlich in den Farben
beige (Art.-Nr. 4058789008751)
mittelgrau (Art.-Nr. 4058789008744)

UVP: 129,00 €*



Lendenkissen

- unterstützt die Lendenwirbelsäule
- auch zur Weichlagerung der Füße und Fersen nutzbar
- erhältlich in den Farben
beige (Art.-Nr. 4058789005101)
mittelgrau (Art.-Nr. 4058789005057)
dunkelbraun (Art.-Nr. 4058789008669)

UVP: 39,00 €*

Zubehör



Kopfkissen

- Unterstützt die Halswirbelsäule
- Auflegbares Kopfkissen kann individuell dem Nacken angepasst werden
- erhältlich in den Farben
beige (Art.-Nr. 4058789007693)
mittelgrau (Art.-Nr. 4058789007686)
dunkelbraun (Art.-Nr. 4058789008652)

UVP: 49,00 €*



Akku

- zur kabellosen Nutzung des Sessels
- vermeidet Stolperfälle durch herumliegendes Kabel
- mehr Beweglichkeit innerhalb des Wohnbereiches
- (Art.-Nr. 4058789012109)

UVP: 299,00 €*

Kopfkissen als Zubehör



* alle Preise inkl. MwSt.

* alle Preise inkl. MwSt.

Der Schwenktisch für alle Club-Sessel

- die perfekte Ablage: hält bis zu 20 kg auf der Tischfläche
- sehr stabil und stützfest: Sie können sich mit bis zu 100 kg auf dem Rohr abstützen
- beim Benutzen der Aufstehfunktion dreht sich der Tisch durch eine spezielle Federung zur Seite und kann so den Sessel nicht beschädigen
- mit Hilfe von zwei Ringen am Fuß des Tisches ist die Höhe der Ablage verstellbar
- wird fest am Sessel verschraubt, kann links und rechts montiert werden
- 270° schwenkbar, Schwenkradius 70 cm
- wischdesinfizierbar
- in heller und dunkler Holzoptik erhältlich




Schwenktisch hell
(Art.-Nr. 4058789006955)

UVP: 299 €*



Schwenktisch dunkel
(Art.-Nr. 4058789007013)

UVP: 299 €*




* alle Preise inkl. MwSt.


Tisch dreht automatisch zur Seite



Große Ablagefläche

Fest am Sessel verschraubt



| Finden Sie den Sessel, der zu Ihnen passt: | | Farbvarianten | | Neigung Rückenlehne | Sitzbreite (cm) | Sitzhöhe (cm) | Sitztiefe (cm) | Körpergröße (cm) | Sesselhöhe (cm) | Sesselbreite (cm) | Sessellänge in Ruheposition (cm) | Maximale Belastung (kg) | Aufstellfläche (cm) |
|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruhe- und Aufstehsessel | Alle Club Ruhe- und Aufstehsessel können mit einem Akku nachgerüstet werden und haben folgende Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> • magnetische Fernbedienung • haptischer Abstützpunkt in der Armlehne an Ziernaht • Lordosenunterstützung • Aufstehfunktion |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Club1 | Einfachste Bedienung mit nur zwei Tasten. Zusätzliche Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> • eignet sich für Menschen mit Demenz • super bequem dank Federkern • Sitztiefeinstellung zur Anpassung des Sitzes an Ihre Körpermaße UVP: 1.399,00 € • beige (Art.-Nr. 4058789000052) • mittelgrau (Art.-Nr. 4058789000069) |  Microfaser beige |  Webstoff mittelgrau | 133° | 55 | 48 | 56/61 | 160-180 | 112 | 75 | 170 | 150 | 180x75 |
| Club2 | Ideal zum Schlafen und Relaxen. Zusätzliche Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> • Tagesbettfunktion: horizontales Liegen möglich • neigbare Kopfstütze • auf 4 Rädern verrollbar • Sitztiefeinstellung zur Anpassung des Sitzes an Ihre Körpermaße • separate Steuerung der Fußstütze UVP: 1.799,00 € • beige (Art.-Nr. 4058789005835) • mittelgrau (Art.-Nr. 4058789004678) |  Webstoff mittelgrau & Kunstleder dunkelbraun |  Microfaser beige & Kunstleder dunkelbraun | 166° | 55 | 46 | 47/51 | 150-190 | 121 | 75 | 194 | 150 | 200x75 |
| Club2 Soft | Noch bequemer durch extra weiche Polsterung, ideal bei dünner und sensibler Haut. Zusätzliche Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> • Tagesbettfunktion: horizontales Liegen möglich • abnehmbare Polster • auf 4 Rädern verrollbar • Sitztiefeinstellung zur Anpassung des Sitzes an Ihre Körpermaße • separate Steuerung der Fußstütze UVP: 1.799,00 € • beige (Art.-Nr. 4058789001691) • mittelgrau (Art.-Nr. 4058789008393) |  Microfaser beige |  Webstoff mittelgrau | 166° | 49 | 50 | 47/51 | 150-190 | 123 | 75 | 194 | 150 | 200x75 |
| Club2 Mobil | Große Räder und Schiebegriff für den Transport von Patienten. Zusätzliche Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> • Tagesbettfunktion: horizontales Liegen möglich • auf 4 Rädern verrollbar und für den Transport von Patienten zugelassen • lässt sich wischdesinfizieren und ist wasserabweisend • abnehmbare Armlehnen für den seitlichen Transfer von Patienten vom Bett/Rollstuhl in den Sessel • Sitztiefeinstellung zur Anpassung des Sitzes an Ihre Körpermaße UVP: 2.399,00 € • dunkelbraun (Art.-Nr. 4058789011706) • mittelgrau/dunkelbraun (Art.-Nr. 4058789011713) |  Kunstleder dunkelbraun |  Webstoff mittelgrau & Kunstleder dunkelbraun | 166° | 55 | 50 | 47/51 | 150-190 | 128 | 75 | 190 | 150 | 200x75 |
| Club3 | Sessel zur maximalen Entspannung. Zusätzliche Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> • Entlastung der Beine durch Herz-Waage-Position • neigbare Kopfstütze • Lieblingsposition programmierbar • beleuchtete magnetische Fernbedienung • separate Steuerung der Fußstütze UVP: 2.099,00 € • beige (Art.-Nr. 4058789005866) • mittelgrau (Art.-Nr. 4058789005859) |  Webstoff mittelgrau & Kunstleder dunkelbraun |  Microfaser beige & Kunstleder dunkelbraun | 108° | 53 | 50 | 54 | 150-190 | 119 | 75 | 151 | 150 | 150x75 |



SALJOL



@saljolgbh



SALJOL GmbH

