



# VOLARIS

PRÄSENTIERT



## Technische Daten :

Länge inkl. Fußplatte und Kippstützen: **94 cm**

Breite Gesamt: **57 cm**

Sitzhöhe Oberkante:

**52,5 cm ; 55 cm oder 57,5 cm (einstellbar)**

Gesamtgewicht: **69.5 kg**

Maximales Benutzergewicht: **136 kg**

Farbe: **weiss**

Sitzgröße: **45 cm breit und 44 cm tief**

Batterien: **2 x 18 Ah**

Ladegerät: **5 Ah**

Wendradius: **66 cm**

Reichweite: **17.7 km**

Zulässige Steigungen: **6 Grad**

Geschwindigkeit: **6 km/h**



# VOLARIS

**Volaris Deutschland GmbH**

Rheinstraße 36  
D-51789 Lindlar

Freecall Deutschland/Germany: 0800 66487851

Freefax Deutschland/Germany: 0800 66487852

Email: [info@volaris-online.de](mailto:info@volaris-online.de)



**EXCEL**  
mobility **E-SMART**

Ihre neue bequeme Mobilitätslösung

**Micro Elektrorollstuhl**

# EXCEL mobility E-SMART

## Micro Elektrorollstuhl

mit intelligenter Technik , hoher Praktikabilität und Fahrspaß

Der Excel E-Smart zeichnet sich durch kompakte Maße und eine leichte Bauweise aus. Er läßt sich schnell in 4 Teile zerlegen und ist somit auch ein toller Reisebegleiter.

Aber nicht nur die inneren Werte sind Spitze. Mit seiner 4-fachen Federung und seiner Luftbereifung bewegt sich der E-Smart auch im Außenbereich äusserst komfortabel.

Ablagemöglichkeiten unter dem Sitz links und rechts helfen im Alltag. Zum einfachen ein -und aussteigen ist die Fußplatte hochklappbar oder der Sitz kann zur Seite gedreht werden !

Wenderadius  
von nur 66 cm



Exklusive  
Vollfederung



Einfache Bedienung



Sitz in der  
Höhe anpaßbar  
- Rücken klappbar



EXCEL  
mobility

