

Mangar macht Ihr Leben leichter

Mangar
INTERNATIONAL



Badehilfen

Komfort-Badekissen

Vorteile auf einen Blick:

- Der komplette Oberkörper befindet sich im Wasser.
- Komfortable Sitzposition – ideal für längeres Baden und zum Lesen und Entspannen.
- TÜV-zertifiziert – maximale Sicherheit und lange Lebensdauer.
- Einfache Bedienung und schnelle Reinigung.



Technische Daten Komfort-Badekissen (HB0120)

Max. Benutzergewicht	150 kg	Sitzbreite	58 cm
Gewicht	2 kg	Sitztiefe	44 cm
Sitzhöhe max.	40 cm	Höhe Rückenlehne	33 cm
Sitzhöhe min.	0,5 cm	Breite Rückenlehne	58 cm



Baden, ganz bequem und sicher



Warmes Wasser, duftender Schaum – was gibt es Schöneres als ein entspannendes Bad?

Unser Komfort-Badekissen ermöglicht es Ihnen, sich vollständig bis zum Wannenhoden in die Badewanne hinabzulassen. So ist Ihr gesamter Oberkörper mit Wasser bedeckt – und Sie haben es warm und behaglich. Ein kleiner Tipp: Lassen Sie einfach ein wenig Luft im Kissen. So sind Sitz- und Rückenflächen weich gepolstert und Sie haben es extra komfortabel.

Fühlen Sie sich rundum sicher

Nichts ist wichtiger als Ihre persönliche Sicherheit. Deshalb entspricht das Komfort-Badekissen höchsten Standards: Es wird mit zwei 12-Volt-Batterien betrieben und die Sicher-

heitsfunktion lässt Sie nur dann in die Wanne hinab, wenn die Batterien noch genug Ladung haben, um Sie auch wieder anzuheben. Selbstverständlich ist das Komfort-Badekissen TÜV-geprüft.

Auch unterwegs müssen Sie auf nichts verzichten

Klein, handlich und leicht – so können Sie das Komfort-Badekissen sogar mit in den Urlaub nehmen. Das Kissen wiegt nur zwei Kilo (der zugehörige Kompressor 5,7 kg) und lässt sich dank einer praktischen Tragetasche völlig problemlos transportieren.

Standard-Badewannenlift

Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Rückenlehne und viel Beinfreiheit – für eine bequeme, sichere Sitzposition.
- TÜV-geprüft und mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet – für absolute Zuverlässigkeit.
- Geringes Gewicht und schnelle Reinigung – für eine einfache, rückschonende Handhabung.
- Rückerstattungsfähig – Hilfsmittel-Nr. 04.40.01.0052.



Technische Daten Standard-Badewannenlift (LA3702A)

Max. Benutzergewicht	150 kg	Sitzbreite	39,5 cm
Gewicht	10 kg	Sitztiefe	44,5 cm
Sitzhöhe max.	44 cm	Höhe Rückenlehne	66,5 cm
Sitzhöhe min.	7 cm	Breite Rückenlehne	39,5 cm



Selbstständig und sicher baden



Baden ohne fremde Hilfe – ein Genuss den sich jeder leisten kann

Nicht ohne Grund ist der Standard-Badewannenlift einer unserer beliebtesten Badehelfer. Sein funktionales Design sorgt für eine besonders bequeme Sitzposition, viel Beinfreiheit und eine besonders lange Lebensdauer. Erfreulich ist auch der günstige Preis des Standard-Badewannenliftes.

Sicherheit groß geschrieben

Das Thema Sicherheit wird bei Mangar International ganz besonders groß geschrieben. Die hohe Rückenlehne und zwei seitliche Klappen geben dem Badenden maximale Unterstützung. Selbstverständlich ist der Standard-Badewannenlift TÜV-

geprüft und die Handbedienung verfügt über einen speziellen Sicherheitschip. So ist garantiert, dass der Standard-Badewannenlift den Badenden nur dann in die Wanne hinab lässt, wenn genug Ladung vorhanden ist, um ihn wieder anzuheben.

Einfache und leichte Handhabung

Der Standard-Badewannenlift lässt sich dank seines geringen Gewichts problemlos in die Wanne einsetzen und nach dem Bad ganz einfach durch kurzes Abbrausen mit klarem Wasser reinigen. Auch das Herausnehmen gelingt mit dem speziellen Saugnapf-Lösesystem kinderleicht.

Kinder-Badewannenlift

Vorteile auf einen Blick:

- Schön tief im Badewasser – so hat es das Kind warm und behaglich.
- Vier verschiedene Rückenlehnen-Positionen.
- Einfache Bedienung, leichtes Einsetzen in die Badewanne und schnelle Reinigung.
- Rückerstattungsfähig bei vielen Krankenkassen.



Technische Daten Kinder-Badewannenlift (HS0140)

Max. Benutzergewicht	50 kg	Sitzbreite	41 cm
Gewicht	8,7 kg	Sitztiefe	62 cm
Sitzhöhe max.	43 cm	Höhe Rückenlehne	56 cm
Sitzhöhe min.	5,5 cm	Breite Rückenlehne	41 cm



Unbeschwert und sicher baden



Schonend für den Rücken

Dank des Kinder-Badewannenliftes mit seiner flexibel einstellbaren Rückenlehne können Eltern oder Pfleger ihr Kind oder ihren kleinen Patienten rückschonend und sicher baden. So haben nicht nur kleine Wasserratten jede Menge Spaß, sondern auch ihre Eltern und Pfleger.

Einfach zum Wohlfühlen

Mit dem Kinder-Badewannenlift können Badewannen-Piraten das warme Wasser sitzend oder liegend so richtig schön genießen – denn der Lift lässt sich besonders tief absenken. Und dank der unkomplizierten Handhabung steht dem Spaß nichts im Wege!

Flexible Sicherheit für jeden Bedarf

Weil uns die Sicherheit des Kindes ganz besonders wichtig ist, ist der Kinder-Badewannenlift selbstverständlich TÜV-geprüft und bietet eine Vielzahl von Stabilisierungsmöglichkeiten. Dank flexibler Gurte lassen sich zum Beispiel die Beine und der Oberkörper des Kindes sichern – und der Kopf liegt ruhig und stabil mit der optionalen u-förmigen Kopfstütze.

Mangar macht Ihr Leben leichter



Mangar International ist ein global agierendes Familienunternehmen mit 140 Mitarbeitern und einer vielseitigen Produktpalette an Bade- und Mobilitätshilfen des täglichen Bedarfs. Unser Ziel ist es, die Unabhängigkeit unserer Kunden zu erhalten sowie die Arbeitsbedingungen von Pflegern und Helfern zu verbessern.

Sie können von uns höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards erwarten: In die Entwicklung und Herstellung unserer TÜV-geprüften und -zertifizierten Produkte stecken wir unsere ganze Leidenschaft, unser Know-how und Expertenwissen. Weltweit hunderttausende zufriedener Kunden sowie die internationalen Preise, die wir für einige unserer Produkte erhalten haben, bestätigen, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind.

Airflo-Kompressor

Vorteile auf einen Blick:

- Einfache Bedienung
- Robust
- Tragbar
- TÜV geprüft
- Batteriebetrieben



Der Airflo ist das Herzstück der mit Druckluft betriebenen Produkte. 29 Jahre Erfahrung und Produktentwicklung haben ihn zu einem extrem zuverlässigen und durchdachten Begleiter gemacht.

Technische Daten Airflo (CA0088)

Breite	30,5 cm
Tiefe	15,5 cm
Höhe	27 cm
Stromversorgung	2x 12 V – 2,1 Ah Batterien
Ausgangsdruck	0,35 bar
Gewicht	5,7 kg