



EASY LIFE



BESTELLBLATT

((

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer	Versandadresse ■ entspricht der Rechnungsadresse				
KDNr.	KDNr.				
Name:	Name:				
Straße:	Straße:				
PLZ/Ort:	PLZ/Ort:				
E-Mail:	E-Mail:				
Tel.:	Tel.:				
Bestellinformation	Nutzergewicht				
Bestellung Kostenvoranschlag FMG (Für Mich Gebaut)	Max. Zuladung: 125 kg				
Kommission:	Nutzergewicht: kg				
ArtNr.: 072000, Hilfsmittelverzeichnis PosNr.: 18.50.03.0176	Grundpreis € 1.760,				
Stand 01.03.2017. Preise gültig bis auf Widerruf	Alle Preise exkl. der gesetzl. Mw				

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr.

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 3 Finger breit (ca. 30 60 mm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermaß). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

Hinweis: Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung. **Achtung:** Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zum Sitz gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

Max. Gesamthöhe:	800 mm
Max. Gesamtlänge:	970 mm
Gewicht (FF):	ab 12,1 kg
Gewicht (SA):	ab 12,6 kg
Faltmaß mit Antriebsrädern	ca. 320 mm
Faltmaß ohne Antriebsrädern	ca. 250 mm

Max. Breite:	Radsturz	22" Antriebsrad	24" Antriebsrad
	0° Sturz:	SB + 200 mm	SB + 200 mm
	2° Sturz:	SB + 220 mm	SB + 260 mm
	4° Sturz	SB + 280 mm	SB + 280 mm

Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Maßtoleranz ab Werk ± 10 mm.

Sitzbreite (ef	fektive SB zv	vischen de	en Seite	enteilen	1 + ca.	20 mm)								
(mm)	□ 360	□3	80	41	00		120	√ ∠	140		460		480		500
Sitztiefe (mm															
Rahmen FF	1	kui	77				mit	tel			la	ng		extra	lang
numon 11	□ 360			<u></u>	00			√ ∠	140			a 	480		500
Rahmen SA		ku	z				mit	tel				laı	ng		
	□ 360	□3	80	40	00		120		140		460		480		500
Vordere Sitzl	nöhe (in mm														
Lenkrad-Durch	nesser / Gabe	I	400 (1)	420 (1)	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
4 Zoll															
Hemi-Version (nu		n)			_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4" / Kurz, 143 mm			_	-	Ш	Ш	-				-	-	-	-	-
4" / Lang, 168 mr	n, schmal		_	_	-	-	-	Ш	Ш	Ш	Ш	-	Ш	_	-
5 Zoll Hemi-Version (nu	r mit SA Rahma	ın)		П	П						_			_	
5" / Kurz, 143 mm		:11/	_	_								_	_	_	_
5" / Lang, 168 mr			_	_	_	_	_	П	П		П	V	_	П	_
6 Zoll	,								_	_	_				
Hemi-Version (nu	r mit SA Rahme	n)	-	-				-	-	-	-	-	_	-	-
6" / Lang, 168 mr	n, schmal		-	-	-	-	-								-
6" / Lang, 168 mr	n, weit		_	-	-	-	-								-
7 Zoll															
7" / Lang, 168 mr	n, weit		_	_	-	_	_	_	_			-			
Hintere Sitzh	i öhe (Die hin	tere Sitzh	öhe kaı	nn nur z	wisch	en 0 un	d 110 r	nm unt	er der v	vordere	n Sitzh	öhe lie	gen)		
Hintere Sitzhöh	e in mm	400	410	420)	430	440	450) 4	460	470	480	4	90	500
22" Antriebsrad				_				_							_
24" Antriebsrad		_	_	_				_			✓				
Sitz															€
Sitzbespannung	l														
✓ LIF030120	Sitzbespannu	• '	npassba	r, 1 Utens	silientas	che									-
LIF030110	ohne Sitzbesp	_	_												-
LIF030122	Sitzkissen, V		naum, B	ezug mit	t Reißv	erschlu	ss, schv	varz							83,-
☐ LIF030126 ☐ LIF030127	30 mm (mitte 50 mm (mitte														
LIF030127	Sitzkissen, I		ıa mit Ra	iRveren	hluce	cchwar	7								83,-
LIF030127	Latex 50 mm		•	5113VG13U	,iiiuss,	sciiwai	L								00,-
LIF030128	Latex 80 mm														
LIF030124	Sitzkissen, \			limamen	nbran n	nit Näss	eschutz	z, Bezug	mit Rei	ißverscl	ıluss, s	chwarz			160,-
LIF030126	30 mm (mitte							•							
LIF030127	50 mm (mitte	lweich)													
LIF030125	Sitzkissen, I	_atex, Klim	amembı	an mit N	Vässes	chutz, B	ezug mi	t Reißv	erschlu	ss, schv	varz				160,-
LIF030127	Latex 50 mm	(sehr weich)													
LIF030128	Latex 80 mm	(sehr weich)													
Zubehör Sitz															
LIF090011	Beckengurt m	nt Gurtschlo	ss, Meta	II											23,-

(1) nur mit 22" Antriebsrad

Sitzkissen und Zubehör



// Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss, schwarz



// Sitzkissen, Klimamembran mit Nässeschutz, Bezug mit Reißverschluss, schwarz



// JAY020002 JAY Basic Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020003 JAY Soft Combi P Kissen (Bild zeigt Kissen ohne



// JAY020001 JAY Easy Visco Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// LIF090018 Beckengurt mit Gurtschloss, Metall

JAY Kissen								
☐ JAY020002	JAY Basic							125,-
JAY020001	JAY Easy Visco							255,-
Rücken				,				€
Rückenhöhenbe	reiche (RH Einstellung in mm)							
250 - 300	mm 300 - 35	50 mm	350 -	400 mm	400	- 450 mm	450 - 47	'5 mm
☐ 250 ☐ 27	5 300 300 3	350	☐ 350 ☐	375 🗹 400	<u> </u>	425 450	☐ 450	☐ 475
✓ LIF040035	Rücken Standard							-
LIF030015	Rücken, winkeleinstellbar	_		_				208,-
	LIF030512 -12°	LIF030518	-8°	LIF030514	-4°			-
0.1	LIF030500 0°	LIF030504	4°	LIF030508	8°	LIF030522	12°	_
Schiebegriffe	Cabiahagriffa lang							
LIF040018	Schiebegriffe lang							_
✓ LIF040038 □ LIF040040	Schiebegriffe kurz Schiebegriffe abklappbar (ab F	liickanhäha 200 n	nm\ /1\					- 142,-
☐ LIF040040	Schiebegriffe höhenverstellbar							227,-
LIF040041	Schiebegriffe höhenverstellbar			e 300 mm)				227,-
☐ LIF040230	Ohne Schiebegriffe		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				_
Rücken Zubehör	-							
LIF040042	Stabilisierungsstange faltbar							100,-
Rückenbespann	ung							
LIF030316	EXO, Kunstfaser, gepolstert, ar	npassbar, 1 Rücke	ntasche, schw	arz				-
	Farbe Einfassband: S	chwarz 🔲	Orange	Silber	Rot	☐ Blau		_
✓ LIF030317	EXO PRO, Kunstfaser, gepolste	rt, anpassbar, atn	nungsaktiv, Ab	standsgewirke, 1	Rückentasche	, schwarz		131,-
		chwarz	Orange	Silber	Rot	☐ Blau		-
LIF040111	Ohne Rückenbespannung							_
JAY Rücken i	nkl. Befestigung und Zi	ıbehör						€
JAY J3 Rücken, 1	flache Kontur (SC)	Kurz	(S)	Mittel	(M)	Hoch (1	7)	
Mittelhoch (MT)				☐ JAY030010	340 mm	☐ JAY030033	380 mm	660,-
Hoch (UT)		☐ JAY030012	420 mm	☐ JAY030019	460 mm	☐ JAY030025	500 mm	735,-
Schulterhoch (SH)		☐ JAY030015	530 mm	☐ JAY030022	570 mm	☐ JAY030028	610 mm	790,-
JAY J3 Rücken, ı	mittlere Kontur (MC)	Kurz	(S)	Mittel		Hoch (1	7)	
Mittelhoch (MT)		_		☐ JAY030011	340 mm	☐ JAY030018	380 mm	725,-
Hoch (UT)		☐ JAY030013		☐ JAY030020	460 mm	☐ JAY030026	500 mm	810,-
Schulterhoch (SH)		☐ JAY030016		☐ JAY030023	570 mm	☐ JAY030029	610 mm	850,-
	mitteltiefe Kontur (MDC)	Kurz		Mittel	(IVI)	Hoch (1		025
Mittelhoch (MT)		☐ JAY030040	300 mm	☐ IAV020042	460 mm	☐ JAY030041	380 mm	835,-
Hoch (UT) Schulterhoch (SH)		☐ JAY030043	530 mm	☐ JAY030042	460 mm			835,- 850,-
JAY J3 Rücken, t		Kurz		Mittel	(M)	Hoch (1)	000,-
Hoch (UT)		☐ JAY030014		☐ JAY030021	460 mm	☐ JAY030027	500 mm	875,-
Schulterhoch (SH)		☐ JAY030017		☐ JAY030024	570 mm	☐ JAY030027	610 mm	895,-
	n, beckentiefe Kontur (PDC)	Kurz		Mittel		Hoch (1		,
Mittelhoch (MT)						☐ JAY050037	380 mm	670,-
Hoch (UT)				☐ JAY030031	460 mm			670,-
Schulterhoch (SH)		☐ JAY030032	530 mm					670,-

⁽¹⁾ Bei Standardrücken erst ab RH 325 mm; bei winkeleinstellbarer Rücken erst ab RH 350 mm, nicht mit Schiebegriffen höhenvertellbar, nicht mit Kopfstütze, nicht bei Stabilisierungsstange

Rücken und Zubehör



// LIF040018 Schiebegriff, lang



// LIF040038Kurze Griffe (nicht in Kombination mit Trommelbremse)



// LIF040040 Schiebegriffe abklappbar



// LIF040041 Schiebegriffe höhenverstellbar



// LIF030316 EXO Rückenbespannung



// LIF030317 EXO PRO Rückenbespannung

IV/020004	IAV abashwankhara Kanfatiitza (nur mit Jay 2 Bijakan)	// //
] JAY030004	JAY abschwenkbare Kopfstütze (nur mit Jay 3 Rücken)	42
] JAY030006	JAY Standard Kopfstütze (nur mit Jay 3 Rücken)	25
eitenteile		
eskseitenteil	hochschwenkbar, abnehmbar) (nur in Kombination mit 0° und 1° Sturz)	
] LIF050108	Deskseitenteil höhenverstellbar, kurz (250 mm)	31
] LIF050109	Deskseitenteil höhenverstellbar, lang (310 mm)	31
LIF050110	Seitenteil, fest, kurz (250 mm)	23
LIF050111	Seitenteil, fest, lang (310 mm)	23
LIF050116	Ohne Polster	23
LIF040052	Seitenteil Zentralstütze, höheneinstellbar, Armpolster (330 mm) tiefeneinstellbar (nur mit 0°/1° Sturz)	1
itenteil		
LIF050112	Seitenteil Kunststoff aufsteckbar	1
LIF050114	Seitenteil Aluminium (in Rahmenfarbe) (1)	1
LIF050115	Kleiderschutzseitenteil Aluminium (in Rahmenfarbe) (ab SH 410 mm) (1)	2
LIF050118	Ohne Seitenteil	-
ahmen		
LIF060026	Standard Rahmen FF 105° (integrierte Fußraste) (UL ab 340 mm)	-
LIF010011	Standard Rahmen FF 95° (integrierte Fußraste) (UL ab 340 mm)	-
LIF010016	Aktiv Rahmen FF 95° (integrierte Fußraste), 20 mm Kröpfung (UL ab 340 mm)	1
LIF060027	Rahmen (SA), abnehmbare Fußraste	-
ochplattena	dapter und Schwerpunkteinstellung	
LIF020318	23 mm	-
LIF020320	43 mm	-
] LIF020322	63 mm (nicht in Kombination mit Standard- oder Kniehebelbremse und ST 360 - 400 mm)	-
LIF020323	83 mm (nicht in Kombination mit Standard- oder Kniehebelbremse und ST 360 - 400 mm)	-
ıbehör Rah	men (Bitte nur eine Option wählen: Ankippbügel oder Sicherheitsrad)	
LIF090115	Transitrollen (Paar; nicht mit Stockhalter, Ankippbügel oder Sicherheitsrad)	2
ıkippbügel ur	d Stockhalter	
LIF090006	Links	
] LIF090007	Rechts	
LIF090001	Stockhalter, Schlaufe (nur möglich in Verbindung mit Ankippbügel)	
cherheitsrad,	abschwenkbar	
LIF090123	Links	1
LIF090124	Rechts	1
LIF090008	Paar (nicht in Kombination mit Transitrollen und Ankippbügel)	2
orbereitung	für ATTITUDE Anklemmbike (ab UL 300 mm)	
LIF090211	ohne ATTITUDE-Bestellung (Rahmenanbindung angebaut) (2)	
1 11511911711		

⁽¹⁾ Effektive Sitzbreite (gemessen zwischen den Seitenteilen) ist SB + 20 mm, nicht mit winkelverstellbarem Rücken

⁽²⁾ Max Sitzbreite 460 mm, Standardrahmen, 500 mm Aktiv Rahmen, max. 100 kg Nutzergewicht, nicht mit WheelDrive

JAY J3 Rücken (Weitere JAY Produkte sind über die JAY Bestellblätter erhältlich)









// Mittlere Kontur (MC)



// Tiefe Kontur (MDC)



// Mittlere Tiefe Kontur (DC)

Armlehnen und Seitenteile



// LIF050109 Deskseitenteile hochschwenkbar und abnehmbar



// LIF040052 Seitenteil Zentralstütze, Armpolster, tiefen- und höhenverstellbar



// LIF050112 Kunststoff, abnehmbar



// LIF050115 Aluminium, Kleiderschutz, Kälteschutz



// LIF050114 Aluminium, Kälteschutz

Rahmen und Zubehör



// Rahmen Easy Life FF



// Rahmen Easy Life SA



// LIF090115 Transitrollen



// LIF090006 Ankippbügel, links



// LIF090001 Stockhalter, Schlaufe



// LIF090123 Sicherheitsrad, abschwenkbar, links

Ful	Braste		€				
Fuß	bretthalter,	Aluminium, abschwenkbar, 100° (UL 340 - 470 mm) (1)					
	LIF060001	Links	63,-				
	LIF060008 Rechts						
Fuß	bretthalter,	Kunststoff, abschwenkbar, 100° (UL 340 - 470 mm) (1)					
	LIF060002	Links	42,-				
	LIF060009	Rechts	42,-				
Fuß	bretthalter,	Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°) abschwenkbar (nur mit Fußbrett geteilt) (1)					
\checkmark	LIF060007	Hochschwenkbare Fußraste, winkeleinstellbar, Paar (2)	224,-				
	LIF060005	Links hochschwenkbar, winkeleinstellbar, Fußbrett auswählen (Fußraste für Gegenseite muss gesondert bestellt werden)	112,-				
	LIF060006	Rechts hochschwenkbar, winkeleinstellbar, Fußbrett auswählen (Fußraste für Gegenseite muss gesondert bestellt werden)	112,-				
Stu	mpfauflage	(1)					
	LIF050014	Links (2)	158,-				
	LIF050013	Rechts (2)	158,-				
	LIF050012	Paar	316,-				
Fuß	bretter						
\checkmark	LIF060191	Fußbrett geteilt Kunststoff, winkelverstellbar, (Paar; ab UL 330 mm)	_				
	LIF060192	Fußbrett geteilt Aluminium (ab UL 350 mm)	195,-				
	LIF060193	Fußbrett durchgehend Aluminium (ab UL 350 mm; nicht mit hochschwenkbarer Fußraste)	143,-				
		LIF050126 Abschwenkmechanismus für durchgehendes Fußbrett (ab UL 390 mm)	143,-				
	LIF050032	Leichtbau-Fußbrett durchgehend, winkeleinstellbar Kunststoff, hochklappbar (ab UL 330 mm)	281,-				
Un	terschenk	cellänge (UL) (in mm) (Achtung max. UL muß 25 mm kürzer sein als vordere Sitzhöhe)					
	□ 360	□ 370 □ 380 □ 390 410 □ 420 □] 430				
	440	□ 450 □ 460 □ 470 □ 480 □ 490 □ 500]510				
Lei	nkradgabe	el (vergleichen Sie bitte Ihre Auswahl auf Seite 3)	€				
\checkmark	LIF070007	Gabel	_				
	LIF070008	Hemi Kit (nicht mit 7" Lenkrad)	231,-				
Lei	n kräder (v	ergleichen Sie bitte Ihre Auswahl auf Seite 3)	€				
	LIF070004	Vollgummi (schmal)	_				
✓	LIF070005	Soft (nur mit 5" und 6"; nur mit breiter Gabel)	_				
	LIF070006	Luft (nur mit 6" und 7")	-				
An	triebsräde		€				
		utzern über 100 kg empfehlen wir gekreuzt gespeichte Räder	1				
	LIF080317	Antriebsrad, Universal, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht (Felge/Nabe: Farbauswahl auf der letzten Seite)	_				
✓	LIF080309	Antriebsrad, Design, 36 Speichen (silber), gerade verspeicht (nur 24")	_				
	LIF080310						
	LIF080807	Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht (3)	208,- 291,-				
-							
Re	reifung		€				
✓	LIF080500	Bereifung, Luft, Feinprofil, Schwalbe Right Run	-				
	LIF080501	Bereifung, pannensicher, Feinprofil (nicht mit Antriebsrad, Leichtgewicht)	-				
17	LIF080513	Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil, Schwalbe Marathon Plus Evolution	42,-				

⁽¹⁾ Nur in Verbindung mit Rahmen wegschwenkbare Fußraste (SA) (inkl. Befestigung für Rahmen) (2) Nicht bei SB 360 und bei SB 380, 400, 420 mm mit 20 mm Kröpfung, beidseitig

⁽³⁾ Nicht mit Schwerpunkt 23 mm, nur mit höhenverstellbaren oder langen Schiebegriffen. Nicht mit WheelDrive möglich.

Fußbretthalter und Fußbrett



// LIF050007 Fußbretthalter Aluminium 100°



// LIF050004 Fußbretthalter Kunststoff 100° $\,$



// LIF060007 Fußraste, Aluminium, hochschwenkbar



// LIF060191 Fußbrett, geteilt, Kunststoff



// LIF060192 Fußbrett, geteilt, Aluminium



// LIF060193 Fußbrett, durchgehend Aluminium



// LIF050032 Leichtbau-Fußbrett durchgehend, winkeleinstellbar Kunststoff, hochklappbar

Antriebsräder und Bereifung



// LIF080317 Antriebsrad, Universal, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht



// LIF080309 Antriebsrad, Design, 36 Speichen, gerade verspeicht



// LIF080310 Antriebsrad, Leichtgewicht, 24 Speichen, gerade verspeicht



// LIF080807 Trommelbremse, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht



// LIF080500 Schwalbe Right Run Feinprofil



// LIF080501 Pannensichere Bereifung



// LIF080513 Schwalbe Marathon Plus Evolution, pannengeschützt



// WD0070201 WheelDrive

Craifraifan		
Greifreifen	Al action and the action	€
LIF080654	Aluminium, eloxiert, silber	-
LIF080600	Aluminium, pulverbeschichtet, klar	-
✓ LIF080602	Edelstahl, silber (1) Mit Standard Greifreifenüberzug	-
LIF080662	Aluminium, pulverbeschichtet, farbig	51,-
LIF080661	Supergrip (22" nur mit Universal oder Trommelbremsrad)	268,-
LIF070208	Max Grepp	349,-
LIF080604	Ohne Greifreifen	_
Greifreifenanba		
✓ LIF080663	Eng = 17 mm Weit = 27 mm (nicht bei Leichtgewichtsräder und Aluminiumgreifreifen)	_
LIF080665	Super eng = 7 mm (nur mit Edelstahl, nicht mit Leichtgewichtsrad)	97,-
LII 000003	Super eng = 7 min (nur mit Lucistani, mont mit Leichtgewichtstau)	57,-
WheelDrive	Set (mit Greifreifen Aluminium, silber eloxiert)	€
☐ WD0070201	WheelDrive 24" beigelegt , inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil	5.990,-
☐ WD0000202	WheelDrive 24" angebaut , inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil (3)	6.090,-
WheelDrive Zul	pehör sentra	
☐ WD0070834	Speichenschutz, WheelDrive 24"	160,-
☐ WD0070250	Greifringüberzug, Silikon	102,-
☐ WD0090145	Zusätzliche Akkus, NiMH, 24 V, 3,8 Ah, 2 Stück	740,-
Radsturz		
✓ LIF080012	0°	
LIF080013	1°	29,-
	1	23,-
Speichensch	utz	€
LIF090003	Transparent	147,-
LIF090044	Oriental	196,-
LIF090046	Hot Wheels	196,-
LIF090047	Pool LIF090056 Flying Water LIF090064 Basketball 2	196,-
LIF090048	Silk	196,-
LIF090053	Racing LIF090061 Feather LIF090066 Creative	196,-
Bremse		€
✓ LIF080700	Druckbremse (Push-To-Lock)	_
2 000700	☐ LIF080801 Verlängerung für Druckbremse	23,-
☐ LIF080802	Kniehebelbremse (nicht in Verbindung mit ST 360 - 400 mm und Schwerpunkt > 43 mm)	48,-
	☐ LIF080803 Verlängerung für Kniehebelbremse	23,-
☐ LIF080804	Kompaktbremse (nicht in Kombination mit Bremsverlängerung)	53,-
Einhandbremse		
☐ LIF080809	Einhandbremse, Betätigung links	131,-
LIF080810	Einhandbremse, Betätigung rechts	131,-
7 1 1 "		
Zubehör	Worksoursets	€
✓ LIF090005	Werkzeugsatz	-
LIF090000	Caddy, hochklappbarer Träger für Taschen (erst ab UL 300 mm)	89,-
LIF090009	Rucksack Standoumno Hochdruck (0, 11 har)	62,-
LIF090024	Standpumpe, Hochdruck (0 - 11 bar)	66,-
☐ LIF090025 ☐ LIF090010	Handluftpumpe Handy Tasche	12,-
LILOAOO10	Halluy lastife	19,-


⁽¹⁾ Nicht mit 22" Antriebsrad Leichtgewicht (2) Nicht möglich mit WheelDrive

Greifreifen



Bremse







// LIF060002 Kniehebelbremse



// LIF080804 Kompaktbremse

Rahmen Greifreifen (1) Felge/Nable (2) Gabel	Farben (pulverbeschichtete Rahmenfarben)				
1 142 41 17 142 17 143 143	raiben (pulverbeschichtete nannemarben)	Dohmon	Craifraifan (1)	Folgo (Nobo (2)	Cohol
01 Weiß (RALS010)		nanmen			
02 Brillantsilber	01 Weiß (RAI 9010)				
15 Mattraine					
16 Maturarine		_	_		_
23 Mattrot				_	
29 Schwarz				_	
34 Dark Chocolate Metallic				_	_
36 Cyan-Metallic				_	_
37 Marsrot (Orange)				_	
Rahmen Greifreifen (1) Felge/Nabe (2) Gabel				_	_
Rahmen Screifreifen (1) Felge/Nabe (2) Gabel				_	_
41, 51, 142, 41, 03 Mattsilber	12 11000 7 11010000				
41, 51, 142, 41, 03 Mattsilber		Rahmen	Greifreifen (1)	Felge/Nabe (2)	Gabel
04 Silber		41,-			41,-
06 Sonnengelb	03 Mattsilber				
08 Mattlimone	04 Silber				
14 Blau	06 Sonnengelb				
15 Brillantmarine 19 Brillantviolett 20 Mattviolett 21 Rubinrot 22 Brillantrot 22 Brillantrot 24 Tutti Frutti Orange 26 Hammerschlag 27 Graphitemetallic 28 Platinmetallic 31 Matt Schwarz 32 Signal Weiß 33 Pink 35 Himmelblau 39 Cappuccino 40 Kiwi 41 Flamingo-Glitter 43 Azurblau Farbpakete (Gabel, Achsplatte) ✓ LIF020298 Style Paket Schwarz eloxiert □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	08 Mattlimone				
19 Brillantviolett	14 Blau				
20 Mattviolett	15 Brillantmarine				
21 Rubinrot	19 Brillantviolett				
22 Brillantrot	20 Mattviolett				
24 Tutti Frutti Orange	21 Rubinrot				
26 Hammerschlag	22 Brillantrot				
27 Graphitemetallic	24 Tutti Frutti Orange				
28 Platinmetallic	26 Hammerschlag				
31 Matt Schwarz	27 Graphitemetallic				
32 Signal Weiß 33 Pink 35 Himmelblau 39 Cappuccino 40 Kiwi 41 Flamingo-Glitter 43 Azurblau	28 Platinmetallic				
33 Pink	31 Matt Schwarz				
35 Himmelblau	32 Signal Weiß				
39 Cappuccino	33 Pink				
40 Kiwi	35 Himmelblau				
41 Flamingo-Glitter	39 Cappuccino				
### Farbpakete (Gabel, Achsplatte) ### LIF020298 Style Paket Schwarz eloxiert — LIF020297 Style Paket Orange eloxiert 126,-	40 Kiwi				
Farbpakete (Gabel, Achsplatte) ✓ LIF020298 Style Paket Schwarz eloxiert - LIF020297 Style Paket Orange eloxiert 126,-	41 Flamingo-Glitter				
✓ LIF020298Style Paket Schwarz eloxiert–□ LIF020297Style Paket Orange eloxiert126,-	43 Azurblau				
✓ LIF020298Style Paket Schwarz eloxiert–□ LIF020297Style Paket Orange eloxiert126,-	Forhacketa (Cahal Ashanlatta)				
LIF020297 Style Paket Orange eloxiert 126,-					
	·				
	LIFU2U297 Style Paket Urange eloxiert LIF020296 Style Paket Silber matt eloxiert				126,-

⁽¹⁾ Greifreifen: Nur mit Greifreifen Aluminium, pulverbeschichtet, farbig (2) Felge/Nabe: Nur mit Antriebsrad, Universal und Leichtgewicht

Zubehör



// LIF090005 Werkzeugsatz



// LIF090000 Caddy, hochklappbarer Träger für Taschen



// LIF090009 Rucksack



// LIF090024 Standpumpe, Hochdruck



// LIF090025 Handluftpumpe



// LIF090010 Handytasche

Kommentare für FMG (Bitte Kosten	voranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)	
FMG°	volansonay annagen, Eleterzenen komien abweichen)	
EASY LIFE		€
Grundpreis		1.760,00
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil	(Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)	
Preis ohne MwSt.		
MwSt. 7 %		
Gesamtpreis inkl. der gesetzl. Mv	vSt.	
Datum	Unterschrift	
	Ontorschifft	
Tag Monat Jahr	F-Mai	l Senden



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH (nachfolgend: "Sunrise Medical") erfolgen ausschließlich au Unternehmer im Sinne des § 14 BGB nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerscnricht.

2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical
- 2.2 Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- 2.3 Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestätigung zu.
- 2.4 Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller per Telefax eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- 2.5 Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen [insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben] und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.
- 2.6 Der Außendienst von Sunrise Medical kann keine Verträge abschließen und keine verbindlichen Zusagen hinsichtlich des Liefergegenstandes oder sonstiger Konditionen machen.

3. Lieferfristen und -termine

- 3.1 Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- 3.2 Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- 3.3 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- 3.4 Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen

4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- 4.1 Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungsweg in der üblichen Verpackung.
- 4.2 Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- 4.3 Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers

5. Preise, Zahlungsbedingungen

- 5.1 Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- 5.2 Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versendungskosten, die gesondert berechnet werden.
- 5.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- 5.4 Soweit nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Zahlung des Rechnungsbetrages per Lastschrifteinzug sofort nach Lieferung gegen Gewähr von 3% Skonto. Soweit Zahlung auf Rechnung wereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fältig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- 5.5 Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, ist Sunrise Medical berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt unberührt.

- 5.6 Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingen
- 5.7 Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- 5.8 Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist
- beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

 5.9 Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- 6.1 Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktheschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheitsgarantien müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- 6.2 Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass er den Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeleilt werden.
- 6.3 Bei jeder M\u00e4ngelr\u00fcge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Pr\u00fcfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Daf\u00fcr wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einr\u00e4umen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zur\u00fcckschickt. Erweist sich eine M\u00e4ngelr\u00fcge des Bestellers als vors\u00e4tzlich oder grob fahrl\u00e4ssig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- 6.4 Sunrise Medical ist berechtigt, gewährteistungspflichtige Mängel nach eigener Wähl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- 6.5 Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- 6.6 Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen. Nur in dringenden Fällen oder wenn Sunrise Medical mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist, hat der Besteller das Recht, nach unverzüglicher Mitteilung an Sunrise Medical den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von Sunrise Medical den Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.
- 6.7 Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über.
- 6.8 Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- 6.9 Schlägt die Beseitigung eines gewährleistungspflichtigen Mangels durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, ist sie dem Besteller unzumutbar oder hat Sunrise Medical sie nach § 439 Abs. 3 BGB verweigert, so kann der Besteller nach seiner Wahl den mangelhaften Liefergegenstand betreffenden Vertrag rückgängig machen oder eine angemessene Herabsetzung des Preises verlangen oder einfachen Schadenssatz oder Schadensersatz statt der Leistung oder den Ersatz seiner vergeblichen Aufwendungen verlangen.
- 6.10 Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 24 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
 - Soweit der Liefergegenstand bestimmungsgemäß vom Besteller oder von direkten oder indirekten Vertragspartnern des Bestellers an einen Verbraucher veräußert wird, bleiben für eventuelle Rückgriffsansprüche die Bestimmungen des § 479 BGB über eine längere Verjährung unberührt.
- 6.11 Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsebes.
- 6.12 Die unbegründete Rücknahme von fertigen Endprodukten oder Teilen davon ist ausgeschlossen. Sofern Sunrise Medical in Einzelfällen, insbesondere aus therapeutischen Gründen geänderte Anforderungen oder Todesfällen eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet Sunrise Medical für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 4 Wochen zurückligt 70 % des Lieferpreises. Lieferungen, die länger als 4 Wochen zurückligen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient der der Sendung beigelegte vollständig ausgefüllte Rücksendeschein. Die Frachtkosten sind vom Besteller zu tragen.

7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- 7.1 Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen.
- 7.2 Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige

Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

8. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- 8.2 Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- 8.3 Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestaltet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerruflich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- 8.4 Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- 8.5 Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
- 8.6 Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- 8.7 Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- 8.8 Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.
- 8.9 Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

10. Allgemeine Bestimmungen

- 10.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Abänderung dieses Schriftformerfordernisses.
- 10.2 Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- 10.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklanen.
- 10.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

11. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice@sunrisemedical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.

Fax 07253 / 980 222

Wir sind:

Mo. - Do. 8.00 - 17.00 Uhr und Fr. 8.00 - 16.00 Uhr durchgehend erreichbar



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4 · 69254 Malsch/HD www.SunriseMedical.de