

Jetzt können Sie Ihre Reise fortsetzen

Sie haben schon vieles gesehen, aber die Entdeckungsreise ist noch lange nicht zu Ende. Setzen Sie Ihren Weg einfach fort. Voller Leben bleiben. Das ist Rollz. Deshalb haben wir den modernen Rollz Motion entwickelt, eine Gehhilfe, die sich im Handumdrehen in einen bequemen Rollstuhl umbauen lässt - und natürlich auch wieder zurück. Mit Rollz kommen Sie weiter.

Ob im Urlaub, bei einer schönen Ausstellung oder beim Einkaufen, mit dem 2-in-1 Rollator haben sie immer das zur Hand, was Sie gerade brauchen. Außerdem lässt sich der Rollz Motion sehr flach zusammenklappen, so dass er bequem in jedes Auto passt.

Rollz
bringt Sie
weiter



Rollz Deutschland GmbH

Humboldtstraße 57
22083 Hamburg
040 23 805 87 98
info@rollz.com

Facebook: RollzInternational

Twitter: RollzD

www.rollz.com



Rollator
und Rollstuhl
in einem



2012



reddot design award
honourable mention 2012



Rollator und Rollstuhl

Der Rollz Motion ist ein ergonomisch designter Rollator mit einem stabilen und dennoch leichten Rahmen, der es ihnen ermöglicht, aufrecht zu gehen - zuverlässig und komfortabel.

Und wenn Sie sich eine kleine Pause auf Ihrem Weg gönnen möchten, verwandelt sich der Rollz Motion im Handumdrehen in einen Rollstuhl. Und natürlich genauso leicht zurück.



Im Handumdrehen vom Rollator zum Rollstuhl

Bevor Sie das Haus verlassen, befestigen Sie das Rollstuhlpaket am Rollator

- 1) Bringen Sie die Rückenlehne mit einem Handgriff in Position.
- 2) Drehen Sie die Handgriffe von der Rollator- in die Schiebeposition und passen Sie die Höhe der Person an, die schieben wird.
- 3) Befestigen Sie anschließend die Fußstützen am vorderen Teil des Rollators.
- 4) Setzen Sie nun Ihren Ausflug komfortabel und stilvoll fort.

Produktdetails

Kompakt

Der Rollz Motion lässt sich leicht zu einem kompakten Paket zusammenklappen.



Erleichterung

Meistern Sie Schwellen dank der Schwellenhilfe.



Stabil

Stehen Sie aufrecht dank der höhenverstellbaren und ergonomischen Griffe. Gehen Sie zwischen den Griffen für eine hohe Sicherheit und eine bestmögliche Unterstützung.



Sicher

Sicheres und kontrolliertes Bremsen dank innovativer Trommelbremsen.

Angenehm

Gönnen Sie sich eine Pause auf dem bequemen Sitzpolster.

Komfortabel

Die schaumgefüllte Bereifung sorgt für natürliche Federung und hohen Fahrkomfort.

Wendig

Vorgelagerte Schwenkräder erlauben ein leichtes Lenken und ermöglichen jede Menge Beweglichkeit.

Nützliche Fakten Rollz Motion

Gewicht

Rollz Motion: 10,6 kg
Rollz Rollstuhlpaket: 3,7 kg

Nutzer

Maximales Gewicht: 125 kg
Minimale bis maximale Größe: 1,60 m bis 1,90 m

Maße

Rollz Motion:
Ausgeklappt: Höhe: 86-102 cm, Breite: 65,5 cm, Länge: 63 cm
Zusammengefaltet: Höhe: 86-102 cm, Breite: 29 cm, Länge: 63 cm

Rollstuhlsitz:

Höhe: 55 cm, Breite: 45 cm, Länge: 38,5 cm

Accessoires

Rollz Becherhalter
Rollz Gehstockhalter
Rollz Shopper

Der Rollz Motion ist in vier Farben erhältlich
orange, ice-blue, sand, cool grey



Der Rollz Motion ist innerhalb der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) als anerkanntes
Hilfsmittel zugelassen.

Für Informationen und Verkaufsstellen
besuchen Sie unsere Website www.rollz.com.

